

## Einmal verwendbare, koaxiale I/A Handstücke

Die neueste Serie bimanueller und koaxialer I/A-Handstücke sorgt für verbesserten Halt bei der Epinukleus- und Kortextentfernung. Die optimierte Fertigungstechnologie ermöglicht ein preislich attraktives Angebot, ohne Beeinträchtigung der Qualität. Die Optimierung der Durchflüsse und ein neu gestalteter Sleeve erhöhen die chirurgische Sicherheit zusätzlich. Sie sind mit allen Phakomaschinen kompatibel.

	Größe 20 G/0,9 mm; Inzisionsgröße 2,5 mm; 45° gewinkelte, polierte Aspirationskanüle, 0,35 mm Aspirationsöffnung  10 Handstücke Hersteller: Mediceal Art.-Nr. SMS325  <b>STERILE</b>
	Größe 20 G/0,9 mm; Inzisionsgröße 2,5 mm; 65° gewinkelte, raue Aspirationskanüle, 0,35 mm Aspirationsöffnung  10 Handstücke Hersteller: Mediceal Art.-Nr. SMS335  <b>STERILE</b>
	Größe 21 G/0,8 mm; Inzisionsgröße 2,2 mm; 45° gewinkelte, polierte Aspirationskanüle, 0,35 mm Aspirationsöffnung  10 Handstücke Hersteller: Mediceal Art.-Nr. SMS355P  <b>STERILE</b>
	Größe 23 G/0,65 mm; Inzisionsgröße 1,8 mm; 45° gewinkelte, polierte Aspirationskanüle, 0,30 mm Aspirationsöffnung  10 Handstücke Hersteller: Mediceal Art.-Nr. SMS370P  <b>STERILE</b>