







Kern-Entfernungs-Kanülen

Spülende Brecheisen (Vectis) sind konzipiert für das Spülen und Entfernen des Nukleus und der größeren Teile der kortikalen Trümmer während die Vorderkammertiefe erhalten wird.

	<p>Spülende Vectis, 5 mm breit, Einzelöffnung  10 Stück Hersteller: Sterimedix</p>	<p>● 25 G x 1 1/2" 0,5 x 38 mm Art.-Nr. M4619  STERILE</p>
	<p>Spülende Vectis, 5 mm breit, Doppelöffnung  10 Stück Hersteller: Sterimedix</p>	<p>● 25 G x 1 1/2" 0,5 x 38 mm Art.-Nr. M4620  STERILE</p>