






























Geformte Irrigations-Zystotome

Irrigations-Zystotome wurden entworfen für die Kapsulorhexis sowie für die Kapsulotomie mit interkapsulären/endokapsulären und Dosenöffner-Techniken. Geformte Zystotome sind so gestaltet dass sie der Linsenform entsprechen. Kurze gebogene Zystotome sind besser für tiefer liegende Augen oder kleine Pupillen geeignet.

 	Zystotom, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 30 G x 1 ⁵ / ₈ " 0,3 x 16 mm Art.-Nr. M3630	 STERILE
	Zystotom, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 27 G x 5/8" 0,4 x 16 mm Art.-Nr. M3610B	 STERILE
	Zystotom, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 5/8" 0,5 x 16 mm Art.-Nr. M3610	 STERILE
	Zystotom, kurze Spitze, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 5/8" 0,5 x 16 mm Art.-Nr. M3610S	 STERILE
	Zystotom, Seitenschnitt, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 5/8" 0,5 x 16 mm Art.-Nr. M3602	 STERILE
 	Zystotom 35° angewinkelte Spitze, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 5/8" 0,5 x 16 mm Art.-Nr. M3610C	 STERILE
 	Zystotom, kurz gebogen, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 27 G x 5/8" 0,4 x 16 mm Art.-Nr. M3627A	 STERILE
	Zystotom, kurz gebogen, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 5/8" 0,5 x 16 mm Art.-Nr. M3627	 STERILE
 	Zystotom, angewinkelt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 27 G x 5/8" 0,4 x 16 mm Art.-Nr. M3626	 STERILE
	Zystotom, angewinkelt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 5/8" 0,5 x 16 mm Art.-Nr. M3626A	 STERILE
 	Zystotom, umgekehrte Spitze, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 5/8" 0,5 x 16 mm Art.-Nr. M3629	 STERILE
 	Langes Zystotom, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm Art.-Nr. M3615	 STERILE

Geformte Kapsulorhexis Zystotome

Kapsulorhexis Zystotome haben eine spezielle Spitze die eine größere Kontrolle über den Flap beim Ausführen der kontinuierlichen runden Kapsulotomien bieten.

 	Zystotom, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 27 G x 5/8" 0,4 x 16 mm Art.-Nr. M3000F	 STERILE
	Zystotom, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 5/8" 0,5 x 16 mm Art.-Nr. M3000G	 STERILE
 	Zystotom, kurz gebogen, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 27 G x 5/8" 0,4 x 16 mm Art.-Nr. M3000E	 STERILE
	Zystotom, kurz gebogen, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 5/8" 0,5 x 16 mm Art.-Nr. M3000D	 STERILE