



4 ProTekt™ Scharfe Messer mit Schutzkappe

Die Sicherheit scharfer Messer ist eines der Hauptthemen in der heutigen Medizinindustrie. ProTekt™ Scharfe Sicherheitsmesser besitzen eine unvergleichliche Schärfe, vielfältige Einsatzbereiche und Sicherheitseigenschaften. Alle ProTekt™ Scharfen Messer mit Schutzkappe bieten die Sicherheit des patentierten Snap-Safe Handgriffs. Der Griff ist mit einer transparenten, beweglichen Schutzhülle versehen, die ein taktiles, visuelles und hörbares Feedback beim Öffnen und Schließen gibt.

Dank einer hauchdünnen Silikonbeschichtung sind die Metallflächen matt so dass Lichtreflexionen reduziert werden.

	Phakalanze Williamson Trapezoid™-Style 2,5 mm / 2,9 mm, Schliff oben, angewinkelt, Kennzeichnung beider Schnittbreiten 6 Messer Art.-Nr. PG 44850MU (2) STERILE
	Phakalanze Williamson Trapezoid™-Style 2,7 mm / 3,2 mm, Schliff oben, angewinkelt, Kennzeichnung beider Schnittbreiten 6 Messer Art.-Nr. PG 44820MU (2) STERILE
	Phakalanze Mikro-Trapezoid-Style 1,5 mm / 2,0 mm, Schliff oben, angewinkelt, Kennzeichnung beider Schnittbreiten 6 Messer Art.-Nr. PG 44880MU (2) STERILE
	Phakalanze Mikro-Trapezoid-Style 1,6 mm / 1,8 mm, Schliff oben, angewinkelt, Kennzeichnung beider Schnittbreiten 6 Messer Art.-Nr. PG 44890MU (2) STERILE
	Phakalanze Mikro-Trapezoid-Style 1,9 mm / 2,4 mm, Schliff oben, angewinkelt, Kennzeichnung beider Schnittbreiten 6 Messer Art.-Nr. PG 44870MU (2) STERILE
	Phakalanze Slit-Style 2,4 mm, Schliff oben, angewinkelt 6 Messer Art.-Nr. PG 44515MU (2) STERILE
	Phakalanze Slit-Style 2,75 mm, Schliff oben, angewinkelt 6 Messer Art.-Nr. PG 44535MU (2) STERILE
	Phakalanze Slit-Style 2,2 mm, beidseitiger Schliff, angewinkelt 6 Messer Art.-Nr. PG 44620MU (2) STERILE
	Phakalanze Slit-Style 2,4 mm, beidseitiger Schliff, angewinkelt 6 Messer Art.-Nr. PG 44650MU (2) STERILE
	Phakalanze Slit-Style 2,5 mm, beidseitiger Schliff, angewinkelt 6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. PG 44630MU (2) STERILE
	Phakalanze Slit-Style 2,65 mm, beidseitiger Schliff, angewinkelt 6 Messer Art.-Nr. PG 44640MU (2) STERILE
	Phakalanze Clear Corneal-Style 2,75 mm, beidseitiger Schliff, angewinkelt, Sichtmarkierung für Schnittbreite von 1,5 mm / 1,75 mm und 2,0 mm 6 Messer Art.-Nr. PG 44570MU (2) STERILE
	Phakalanze Clear Corneal-Style 2,85 mm, beidseitiger Schliff, angewinkelt, Sichtmarkierung für Schnittbreite von 1,5 mm / 1,75 mm und 2,0 mm 6 Messer Art.-Nr. PG 44610MU (2) STERILE
	Phakalanze Clear Corneal-Style 3,00 mm, beidseitiger Schliff, angewinkelt, Sichtmarkierung für Schnittbreite von 1,5 mm / 1,75 mm und 2,0 mm 6 Messer Art.-Nr. PG 44590MU (2) STERILE
	Parazentesemesser 0,8 mm, MVR-Style, angewinkelt 6 Messer Art.-Nr. PG 44340MU (2) STERILE
	Parazentesemesser 1,1 mm, MVR-Style, angewinkelt 6 Messer Art.-Nr. PG 44350MU (2) STERILE
	Parazentesemesser 1,4 mm, MVR-Style, angewinkelt 6 Messer Art.-Nr. PG 44360MU (2) STERILE

	<p>Stabmesser (Inzisionsmesser) 15° 6 Messer Art.-Nr. PG 43040MU</p> <p>② STERILE</p>
	<p>Tellermesser 2,0 mm mit besonders dünner Klinge, Schliff oben, angewinkelt 6 Messer Art.-Nr. PG 44585MU</p> <p>② STERILE</p>