

Infusion sleeves und Testkammer, einmal verwendbar

Die in der COOLFLOW Infusionsleeves sind aus Silikon medizinischer Güteklasse hergestellt. Die Fertigung erfolgt in der Schweiz in hochpräzisen Spritzgussformen. COOLFLOW Sleeves reduzieren den thermischen Einfluss der Phakonadel auf die Cornea auf ein Minimum. Zusätzlich sorgen sie für maximalen Durchfluss und somit eine hohe Kammerstabilität. Ein steriles Set besteht aus 1 Infusion sleeve und 1 Testkammer.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Einmal verwendbares Zubehörset Phakosleeves 19 G Größe 19 G / 1,1 mm; Inzisionsgröße 2,8 mm; Farbe: blau Verwendbar mit Phakotips CLASSIC, HYPERSONIC  10 Sets Hersteller: Medichel Art.-Nr. PA603901 |  STERILE |
|  | Einmal verwendbares Zubehörset Phakosleeves 20 G Größe 20 G / 0,9 mm; Inzisionsgröße 2,5 mm; Farbe: beige Verwendbar mit Phakotips MICROSONIC, LESIEUR  10 Sets Hersteller: Medichel Art.-Nr. PA603902 |  STERILE |
|  | Einmal verwendbares Zubehörset Phakosleeves 21 G Größe 21 G / 0,8 mm; Inzisionsgröße 2,2 mm; Farbe: klar Verwendbar mit Phakotips NANO, SUBSONIC  10 Sets Hersteller: Medichel Art.-Nr. PA603903 |  STERILE |
|  | Einmal verwendbares Zubehörset Phakosleeves 23 G Größe 23 G / 0,7 mm; Inzisionsgröße 1,8 mm; Farbe: orange Verwendbar mit Phakotips COMICS SUB-2  10 Sets Hersteller: Medichel Art.-Nr. PA603904 |  STERILE |