













## Backflush-Handstücke

Die folgenden einmal verwendbaren Handstücke sind alle mit einem T-Tube für das einfache Einführen in das Trokar ausgestattet. Darüber hinaus ist für ein leichteres Erkennen während der OP die Spitze aus schwarzem Silikon gefertigt.

	<p>Backflush-Handstück, handelsübliche stumpfe Nadelspitze   5 Stück Hersteller: Katalyst</p> <p>Backfl.-Handst, stumpf 20 G* ● Art.-Nr. DVC1400-20            Backfl.-Handst, stumpf 23 G ● Art.-Nr. DVC1400-23            Backfl.-Handst, stumpf 25 G ● Art.-Nr. DVC1400-25            Backfl.-Handst, stumpf 27 G* ● Art.-Nr. DVC1400-27</p>	<p> <b>STERILE</b></p>
	<p>Backflush-Handstück, atraumatische, flexible Silikonspitze   5 Stück Hersteller: Katalyst</p> <p>Backfl.-Handst, flex. Sp. 20 G* ● Art.-Nr. DVC1410-20            Backfl.-Handst, flex. Sp. 23 G ● Art.-Nr. DVC1410-23            Backfl.-Handst, flex. Sp. 25 G ● Art.-Nr. DVC1410-25            Backfl.-Handst, flex. Sp. 27 G* ● Art.-Nr. DVC1410-27</p>	<p> <b>STERILE</b></p>
	<p>Backflush-Handstück, handelsübliche Bürstennadelspitze   5 Stück Hersteller: Katalyst</p> <p>Backfl.-Handst, Bürste 20 G* ● Art.-Nr. DVC1412-20            Backfl.-Handst, Bürste 23 G ● Art.-Nr. DVC1412-23            Backfl.-Handst, Bürste 25 G ● Art.-Nr. DVC1412-25            Backfl.-Handst, Bürste 27 G* ● Art.-Nr. DVC1412-27</p>	<p> <b>STERILE</b></p>
	<p>Backflush-Handstück, diamantbestäubte Silikonspitze            Kombination aus Drip Dropper und ILM Scraper für weniger Instrumententausch.   5 Stück Hersteller: Katalyst</p> <p>Backfl.-Handst, diamantb. 20 G* ● Art.-Nr. DVC1414-20            Backfl.-Handst, diamantb. 23 G ● Art.-Nr. DVC1414-23            Backfl.-Handst, diamantb. 25 G ● Art.-Nr. DVC1414-25            Backfl.-Handst, diamantb. 27 G* ● Art.-Nr. DVC1414-27</p>	<p> <b>STERILE</b></p>

\*Längere Lieferzeit, da kundenspezifisch gefertigt