









### Einmal verwendbare, koaxiale I/A Handstücke, klassisches Handgriffdesign

Das klassische Design hat sich seit Jahrzehnten in Millionen von Operationen auf dem Markt bewährt. Die raue Aspirationskanüle kann für das selektive Polieren der hinteren Kapsel eingesetzt werden. Alle I/A Handstücke sind mit perfekt passenden Infusions sleeves ausgestattet. Damit sind die Abmessungen identisch zur vorhergehenden Phakoprozedur und Kortex kann sanft und ohne Undichtigkeiten entfernt werden.

 45°	Größe 19 G/1,1 mm; Inzisionsgröße 2,8 mm; 45° gewinkelte, raue Aspirationskanüle; 0,35 mm Aspirationsöffnung 10 Handstücke Hersteller: Medigel Art.-Nr. SMS120		<b>STERILE</b>
 65°	Größe 19 G/1,1 mm; Inzisionsgröße 2,8 mm; 65° gewinkelte, raue Aspirationskanüle; 0,35 mm Aspirationsöffnung 10 Handstücke Hersteller: Medigel Art.-Nr. SMS130		<b>STERILE</b>
	Größe 20 G/0,9 mm; Inzisionsgröße 2,5 mm; gerade, raue Aspirationskanüle; 0,35 mm Aspirationsöffnung 10 Handstücke Hersteller: Medigel Art.-Nr. SMS115		<b>STERILE</b>
 45°	Größe 20 G/0,9 mm; Inzisionsgröße 2,5 mm; 45° gewinkelte, polierte Aspirationskanüle; 0,35 mm Aspirationsöffnung 10 Handstücke Hersteller: Medigel Art.-Nr. SMS125P		<b>STERILE</b>
 65°	Größe 20 G/0,9 mm; Inzisionsgröße 2,5 mm; 65° gewinkelte, raue Aspirationskanüle; 0,35 mm Aspirationsöffnung 10 Handstücke Hersteller: Medigel Art.-Nr. SMS135		<b>STERILE</b>
 45°	Größe 21 G/0,8 mm; Inzisionsgröße 2,2 mm; 45° gewinkelte, polierte Aspirationskanüle; 0,35 mm Aspirationsöffnung 10 Handstücke Hersteller: Medigel Art.-Nr. SMS155P		<b>STERILE</b>
	Größe 21 G/0,8 mm; Inzisionsgröße 2,2 mm; gebogene, polierte Aspirationskanüle; 0,35 mm Aspirationsöffnung 10 Handstücke Hersteller: Medigel Art.-Nr. SMS160P		<b>STERILE</b>
 45°	Größe 23 G/0,65 mm; Inzisionsgröße 1,8 mm; 45° gewinkelte, polierte Aspirationskanüle; 0,30 mm Aspirationsöffnung 10 Handstücke Hersteller: Medigel Art.-Nr. SMS170P		<b>STERILE</b>
 Curved	Größe 23 G/0,65 mm; Inzisionsgröße 1,8 mm; gebogene, polierte Aspirationskanüle; 0,30 mm Aspirationsöffnung 10 Handstücke Hersteller: Medigel Art.-Nr. SMS175P		<b>STERILE</b>
 Curved	Größe 25 G/0,6 mm; Inzisionsgröße 1,5 mm; gebogene, polierte Aspirationskanüle; 0,30 mm Aspirationsöffnung 10 Handstücke Hersteller: Medigel Art.-Nr. SMS180P		<b>STERILE</b>