




MONOBLUE SafR

Ultrareines Trypanblau der 2. Generation für eine wirksame Färbung vor der Kapsulorhexis und bei anderen Anwendungen im vorderen Augensegment. Der ultrareine Farbstoff minimiert die Toxizität. Gefühlvolle Injektion von MONOBLUE SafR dank langem Schaft zur genauen Mengenkontrolle und leicht gleitendem Spritzenkolben.

Ultrareines Färbemittel	<ul style="list-style-type: none"> • Kein O-Tolidin (giftiger krebserregender Stoff) • Keine Beimischung von purple Farbstoff • Ohne Mono-azo • Ohne Phthalate (Weichmacher) • Ohne Konservierungsstoffe • Ohne Latex • Endotoxin weniger als 0,5 UE/ml
Mit Mannitol	<ul style="list-style-type: none"> • Schützt vor freien Radikalen • Wirkungsvoller antioxidierender Wirkstoff bei Gebrauch innerhalb des Auges
Kontrollierte Einspritzung	<ul style="list-style-type: none"> • Genaue Beobachtung der eingespritzten Menge dank langem Schaft • Gefühlvolle Injektion durch leicht gleitenden Spritzenkolben
 Hersteller: Arcadophta	5 separat verpackte Einmalspritzen á 0,75 ml
	1 VPE MONOBLUE SafR W2O-Art.-Nr. 10033908



STERILE