




CRISTAVISC c[®]

CRISTAVISC ist eine exklusive Zusammensetzung aus reinem hochmolekularem (2,2 MDa) Hyaluronat-Natrium (15,5 mg/g) mit kohäsiven sowie dispersiven Eigenschaften, die eine einfache, sichere und effiziente Operation ermöglichen. CRISTAVISC ist für die Mikroinzisionschirurgie und für Patienten mit harter Kernkatarakt sehr gut geeignet.

- Latexfrei
- mit Mannitol

Molekulargewicht der Hyaluronsäure im finalen sterilen Produkt	2,2 MDa (Mittelwert)		
Apyrogen (frei von Endotoxinen)	< 0,5 EU/g		
Viskosität	170.000 mPas (Mittelwert)		
ph-Wert	6,8-7,6		
Osmolarität (mOsm)	280-360 mOsm/kg		
NaHa Konzentration	15,5 mg/g		
Klassifizierung	Kohäsiv		
Proteine	<20 ppm		
Lagertemperatur	+2° bis +25°C		
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • 27 G Einwegkanüle • Sterile Spritze (1,0 ml) 		
Hersteller: Cristalens	1 Spritze inkl. Kanüle	W20-Art.-Nr. 10043539	 STERILE