

OPHTHALMOLOGISCHE GASE



AG

MEDIZIN • TECHNIK



Die ophthalmologischen Gase sind:

- Rein
- Sicher
- Biokompatibel
- Wiederholte Verwendung
- Chemisch kontrolliert

Hochreine Gase mit hoher Oberflächenspannung sorgen für eine hervorragende Netzhauttamponade. Die vollständige Palette von drei Gasarten ermöglicht dem Chirurgen, die für Patienten am besten geeignete Option auszuwählen. Reine Gase können unmittelbar vor der Operation im Operationssaal mit Luft verdünnt werden, um eine nicht expandierbare Konzentration zu erhalten.

Jede Packung enthält 1 Zylinder mit 75 ml reinem Gas, 1 vormontierte Spritze mit 0,2 µm Sterilfilter, 30 G Nadel, Label und Patientenarmband.

Artikel		Art.-Nr.
GOT SF ₆ Multi	Multidose Zylinder, 75 ml	GOT 007-00
GOT C ₂ F ₆ Multi	Multidose Zylinder, 75 ml	GOT 008-00
GOT C ₃ F ₈ Multi	Multidose Zylinder, 75 ml	GOT 009-00
GOT Filter- und Injektionsset, 25 Sets 1 Set enthält: 0,22 µm Sterilisationsfilter, 30 G Nadel, Patientenarmband		GIS 003-00

Obwohl die Gase in der Artikelbezeichnung den Zusatz „Multi“ tragen kann die einzelne Verpackungseinheit für die einmalige (single use) Verwendung genutzt werden.

Erst durch den Kauf des zusätzlichen Filter- und Injektionssets (GIS 003-00) wird die mehrmalige Verwendung des Containers möglich.

Hersteller: Alchimia; Stand: 01/2023

● We care!

W2O MEDIZIN•TECHNIK AG
Weiße-Tor-Straße 4
D-76661 Philippsburg
Tel. +49(0)72 56/9 25 91 00
Fax +49(0)72 56/9 25 91 10
eMail info@w2o.de • www.w2o.de

USt.-IdNr. DE 812 849 470
St-Nr. 30065/66793
Handelsregistergericht
Amtsgericht Mannheim
HRB232205

Vorstand
Simone Wiedemann
Manfred Wegner
Aufsichtsratsvorsitzender
Dr. Volker Anhäusser

Sparkasse Karlsruhe Ettlingen
DE 05 6605 0101 0022 6336 71
SWIFT-BIC: KARSDE 66
Sparkasse Heidelberg
DE 14 6725 0020 0009 1894 40
SWIFT-BIC: SOLADES1HDB

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
DE 70 6639 1200 0000 2722 80
SWIFT-BIC: GENODE61BTT