






















Vitreoretinale Kanülen

	Aspirationskanüle 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 1 1/4" 0,5 x 32 mm Art.-Nr. M4477	 STERILE
	Aspirationskanüle 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 1 1/4" 0,64 x 32 mm Art.-Nr. M4478	 STERILE
	Aspirationskanüle, ultradünne Wand 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G UTW x 1 1/4" 0,64 x 32 mm Art.-Nr. M4478B	 STERILE
	Aspirationskanüle 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 20 G x 1 1/4" 0,9 x 32 mm Art.-Nr. M4471	 STERILE
	Subretinale Flüssigkeitskanüle Weiche, flexible Spitze für atraumatischen Zugang durch retinale Risse oder Löcher 5 Stück Hersteller: Katalyst		 STERILE
	Subretinale Flüssigkeitsk. 20 G* ● Art.-Nr. DVC1510-20		
	Subretinale Flüssigkeitsk. 23 G ● Art.-Nr. DVC1510-23		
	Subretinale Flüssigkeitsk. 25 G ● Art.-Nr. DVC1510-25		
	Subretinale Flüssigkeitsk. 27 G* ● Art.-Nr. DVC1510-27		
	Mason Kanüle Um Flüssigkeit parallel zur Netzhaut zu leiten. 5 Stück Hersteller: Katalyst		 STERILE
	Mason Kanüle 20 G* ● Art.-Nr. DVC1360-20		
	Mason Kanüle 23 G ● Art.-Nr. DVC1360-23		
	Mason Kanüle 25 G ● Art.-Nr. DVC1360-25		
	Mason Kanüle 27 G* ● Art.-Nr. DVC1360-27		





Injektionskanülen für visköse Flüssigkeiten

	Injektionskanüle für visköse Flüssigkeiten 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 1/4" 0,5 x 7 mm Art.-Nr. M4453	 STERILE
	Injektionskanüle für visköse Flüssigkeiten Angeschrägte Spitze 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 1/4" 0,64 x 8 mm Art.-Nr. M4452	 STERILE
	Injektionskanüle für visköse Flüssigkeiten 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 1/4" 0,64 x 4 mm Art.-Nr. M4447	 STERILE
	Injektionskanüle für visköse Flüssigkeiten 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 1/4" 0,5 x 4 mm Art.-Nr. M4448	 STERILE





Dual-Bore-Kanülen

	Koaxiale Perfluorcarbon (Dual Bore) Kanüle 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 20 G/25 G 0,9/0,5 mm Art.-Nr. M4474	 STERILE
	Koaxiale Perfluorcarbon (Dual Bore) Kanüle 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G/30 G 0,64/0,3 mm Art.-Nr. M4499	 STERILE
	Koaxiale Perfluorcarbon (Dual Bore) Kanüle 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G/30 G 0,5/0,3 mm Art.-Nr. M4499A	 STERILE
	Doppelkanüle Gleichzeitige Infusion von schweren und Absaugung von intraokularen Flüssigkeiten 5 Stück Hersteller: Katalyst		 STERILE
	Doppelkanüle 20 G* ● Art.-Nr. DVC1815-20		
	Doppelkanüle 23 G ● Art.-Nr. DVC1815-23		
Doppelkanüle 25 G ● Art.-Nr. DVC1815-25			
Doppelkanüle 27 G* ● Art.-Nr. DVC1815-27			

Silikonbürsten-Kanülen























	Silikonbürste Silikon erweitert das Ende der Spitze um 0,7 mm 10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M4449  STERILE	● 25 G x 1 ³ / ₈ " 0,5 x 35 mm
	Silikonbürste Silikon erweitert das Ende der Spitze um 0,7 mm 10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M4459  STERILE	● 23 G x 1 ¹ / ₄ " 0,64 x 32 mm
	Silikonbürste Silikon erweitert das Ende der Spitze um 1,25 mm 10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M4475  STERILE	● 20 G x 1 ¹ / ₄ " 0,9 x 32 mm

Kanülen mit weicher Spitze

	Kanüle mit weicher Spitze Silikon erweitert das Ende der Spitze um 1 mm über das Kanülenende hinaus 10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M4456  STERILE	● 25 G x 1 ¹ / ₄ " 0,5 x 32 mm
	Kanüle mit weicher Spitze Silikon erweitert das Ende der Spitze um 2 mm über das Kanülenende hinaus 10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M4458  STERILE	● 23 G x 1 ¹ / ₄ " 0,64 x 32 mm
	Kanüle mit weicher Spitze Silikon erweitert das Ende der Spitze um 1 mm über das Kanülenende hinaus 10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M4457  STERILE	● 20 G x 1 ¹ / ₄ " 0,9 x 32 mm

Backflush-Kanülen

Die folgenden Kanülen sind alle mit einem T-Tube für das einfache Einführen in das Trokar ausgestattet. Darüber hinaus ist für ein leichteres Erkennen während der OP die Spitze aus schwarzem Silikon gefertigt.

	Backflush-Kanüle mit Softspitze 5 Stück Hersteller: Katalyst  STERILE	
	Backfl.-Kanüle, Softspitze 20 G*  Art.-Nr. DVC1300-20 Backfl.-Kanüle, Softspitze 23 G  Art.-Nr. DVC1300-23 Backfl.-Kanüle, Softspitze 25 G  Art.-Nr. DVC1300-25 Backfl.-Kanüle, Softspitze 27 G*  Art.-Nr. DVC1300-27	
	Backflush-Kanüle, diamantbestaubt 5 Stück Hersteller: Katalyst  STERILE	
	Backfl.-Kanüle, diamantb. 20 G*  Art.-Nr. DVC1314-20 Backfl.-Kanüle, diamantb. 23 G  Art.-Nr. DVC1314-23 Backfl.-Kanüle, diamantb. 25 G  Art.-Nr. DVC1314-25 Backfl.-Kanüle, diamantb. 27 G*  Art.-Nr. DVC1314-27	
	Backflush-Kanüle mit Bürstenspitze 5 Stück Hersteller: Katalyst  STERILE	
	Backfl.-Kanüle, Bürstensp. 20 G*  Art.-Nr. DVC1325-20 Backfl.-Kanüle, Bürstensp. 23 G  Art.-Nr. DVC1325-23 Backfl.-Kanüle, Bürstensp. 25 G  Art.-Nr. DVC1325-25 Backfl.-Kanüle, Bürstensp. 27 G*  Art.-Nr. DVC1325-27	
	Backflush-Kanüle mit stumpfer Spitze 5 Stück Hersteller: Katalyst  STERILE	
	Backfl.-Kanüle, stumpfe S. 20 G*  Art.-Nr. DVC1350-20 Backfl.-Kanüle, stumpfe S. 23 G  Art.-Nr. DVC1350-23 Backfl.-Kanüle, stumpfe S. 25 G  Art.-Nr. DVC1350-25 Backfl.-Kanüle, stumpfe S. 27 G*  Art.-Nr. DVC1350-27	

*Längere Lieferzeit, da kundenspezifisch gefertigt

Bitte beachten Sie auch das Angebot an Backflush-Handgriffen auf Seite 73 und der Drip Dropper auf Seite 93.