













4K F-SONIC flared Phakozubehörsets

Die verbesserte Geometrie der F-Sonic Phakospitzen mit dreistufigem Spitzenende verbessert die Effektivität von Aspiration und Haltekraft während der Phakoemulsifikation. Die exzellenten Durchflusseigenschaften erhöhen die Kühlung der Phakospitze, wodurch der Einfluss der Phakoleistung auf die Hornhaut minimiert wird. Die Entfernung des Grauen Stars war noch nie so einfach - unabhängig von der Härte des Kerns.

Als einmal verwendbares Set besteht Kompatibilität mit den Phakomaschinen von AMO/J&J, Bausch & Lomb, DORC, Geuder, Nidek, Ruck, Oertli. Ein steriles Set zur Einmalverwendung besteht aus 30° Phakospitze mit 4K-Hub, Sleeve, Testkammer und Schlüssel.

	<p>19 G / 1,1 mm; 30° (Standard) F-SONIC Phako Set zur Einmalverwendung 4K Hub; Inzisionsgröße 3,2 mm - 2,8 mm; mehrstufig 10 Sets Hersteller: Medigel Art.-Nr. PA603019FK  STERILE</p>
	<p>20 G / 0,9 mm; 30° (Standard) F-SONIC Phako Set zur Einmalverwendung 4K Hub; Inzisionsgröße 2,75 mm - 2,5 mm; mehrstufig 10 Sets Hersteller: Medigel Art.-Nr. PA603020FK  STERILE</p>
	<p>21 G / 0,8 mm; 30° (Standard) F-SONIC Phako Set zur Einmalverwendung 4K Hub; Inzisionsgröße 2,4 mm - 2,2 mm; mehrstufig 10 Sets Hersteller: Medigel Art.-Nr. PA603021FK  STERILE</p>
	<p>23 G / 0,7 mm; 30° (Standard) F-SONIC Phako Set zur Einmalverwendung 4K Hub; Inzisionsgröße 2,1 mm - 1,8 mm; mehrstufig 10 Sets Hersteller: Medigel Art.-Nr. PA603023FK  STERILE</p>
<p>In der bedingt wieder verwendbaren Variante können die enthaltenen Bestandteile 10 mal wieder aufbereitet werden. Die Sets sind kompatibel mit Phakomaschinen von AMO/J&J, Bausch & Lomb, DORC, Geuder, Nidek, Ruck und Oertli. Die sterilen bedingt wieder verwendbaren Sets enthalten Sleeve, Phakonadel und Schlüssel.</p>	
	<p>19 G / 1,1 mm; 30° (Standard) F-SONIC Phako Set; 10 mal verwendbar 4K Hub; Inzisionsgröße 3,2 mm - 2,8 mm; mehrstufig 10 Sets Hersteller: Medigel Art.-Nr. PA603019FKRU STERILE</p>
	<p>20 G / 0,9 mm; 30° (Standard) F-SONIC Phako Set; 10 mal verwendbar 4K Hub; Inzisionsgröße 2,75 mm - 2,5 mm; mehrstufig 10 Sets Hersteller: Medigel Art.-Nr. PA603020FKRU STERILE</p>
	<p>21 G / 0,8 mm; 30° (Standard) F-SONIC Phako Set; 10 mal verwendbar 4K Hub; Inzisionsgröße 2,4 mm - 2,2 mm; mehrstufig 10 Sets Hersteller: Medigel Art.-Nr. PA603021FKRU STERILE</p>
	<p>23 G / 0,7 mm; 30° (Standard) F-SONIC Phako Set; 10 mal verwendbar 4K Hub; Inzisionsgröße 2,1 mm - 1,8 mm; mehrstufig 10 Sets Hersteller: Medigel Art.-Nr. PA603023FKRU STERILE</p>