










Kortikale Spaltkanülen

		<p>Kortikal gespaltener Hydrodissektor auf 3 mm verjüngende Spitze, 1 mm der Spitze ist um 45° angewinkelt 10 Stück Hersteller: Sterimedix</p>	<p>● 25 G x 7/8" 0,5 x 22 mm Art.-Nr. M3908</p>		<p>STERILE</p>
		<p>Kortikal gespaltener Hydrodissektor 11 mm der Spitze sind um 45° angewinkelt 2,75 mm der Spitze sind in der horizontalen Ebene abgeflacht 10 Stück Hersteller: Sterimedix</p>	<p>● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm Art.-Nr. M3911</p>		<p>STERILE</p>
		<p>Kortikal gespaltener Hydrodissektor 11 mm der abgerundeten Spitze sind um 45° angewinkelt 10 Stück Hersteller: Sterimedix</p>	<p>● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm Art.-Nr. M3911A</p>		<p>STERILE</p>