

**SDHB6130S****hydrophob, monofokal, sphärisch, C-Loop**

Material	Biokompatibles hydrophobes Acrylat					
Refraktiver Index	1,56					
UV-Schutz	Ja					
Design	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sphärisch</li> <li>• Bikonvexe Oberfläche</li> <li>• Einteilige, faltbare IOL</li> <li>• 360° scharfe Kante zur Nachstarreduktion</li> <li>• Einkerbungen zur einfachen IOL-Manipulation</li> </ul>					
Optik- / Gesamtdurchmesser	6,0 mm / 13,0 mm					
Haptik	C-Haptik, 0° Anwinkelung					
Theoretische A-Konstante (optisch)	118,5					
Theoretische Vorderkammertiefe (optisch)	5,2 mm					
IOL Konstanten*	nominal	HofferQ	Holl. 1	Holl. 2	SRK/T	SRK II
	118,5	pACD=5,20	SF=1,51	ACD=5,19	A=118,7	A=119,1
Dioptrienbereich						
Inzisionsgröße	Abhängig vom verwendeten Injektor; 2,2 mm empfohlen Lieferung als non-preloaded IOL mit Injektor und Cartridge beiliegend					
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Injektor liegt der Verpackung bei</li> <li>• Konsignationslager können zur Verfügung gestellt werden</li> </ul>					
Hersteller: Sidapharm	1 Stück SDHB6130S, 1 Injektor, 1 Cartridge <b>STERILE</b>					

\*Herstellerangabe