


Sterilisierte Einmalinstrumente für die Kataraktchirurgie in einem Tray. Für die einfache und schnelle OP-Vorbereitung. Hergestellt in Frankreich.



Gern können Sie sich aus den gezeigten Instrumenten auch Ihr eigenes, kundenspezifisches Set zusammen stellen. Ein Tray kann dabei 3 - 7 Instrumente aufnehmen, die sich maximal aufteilen können in: 3 Pinzetten, 2 Manipulatoren, 1 Spekulum, 1 Schere. Die Mindestabnahmemenge für ein kundenspezifisches Set beträgt 600 Sets pro Jahr (aufgeteilt auf mehrere Lieferungen).

Katarakt EasySet Standard 1

Inhalt:




- Art.-Nr. 17227 ONE - Kratz Drahtspekulum, 15 mm offene Blades, 1 mm Draht
- Art.-Nr. 17221 ONE - Bonn Pinzette 0,12 mm Zähne, 3,7 mm Plattform
- Art.-Nr. 17237 ONE - Kapsulorhexispinzette für 1,8 mm Inzisionen, gebogen, 45° spitz zulaufende Tips, Forward Tip
- Art.-Nr. 17223 ONE - Sinsky IOL Manipulator, abgewinkelt, 0,2 mm Tip



 10 Sets Hersteller: Moria  **STERILE**
1 VPE EasySet Standard 1 W20-Art.-Nr. 10040804

Katarakt EasySet Premium 1

Inhalt:




- Art.-Nr. 17227 ONE - Kratz Drahtspekulum, 15 mm offene Blades, 1 mm Draht
- Art.-Nr. 17221 ONE - Bonn Pinzette 0,12 mm Zähne, 3,7 mm Plattform
- Art.-Nr. 17237 ONE - Kapsulorhexispinzette für 1,8 mm Inzisionen, gebogen, 45° spitz zulaufende Tips, Forward Tip
- Art.-Nr. 17223 ONE - Sinsky IOL Manipulator, abgewinkelt, 0,2 mm Tip
- Art.-Nr. 17247 ONE - Fadenpinzette, gebogen, 3,5 mm Plattform



 10 Sets Hersteller: Moria  **STERILE**
1 VPE EasySet Premium 1 W20-Art.-Nr. 10041576

Katarakt EasySet Premium 2

Inhalt:




- Art.-Nr. 17227 ONE - Kratz Drahtspekulum, 15 mm offene Blades, 1 mm Draht
- Art.-Nr. 17221 ONE - Bonn Pinzette 0,12 mm Zähne, 3,7 mm Plattform
- Art.-Nr. 17237 ONE - Kapsulorhexispinzette für 1,8 mm Inzisionen, gebogen, 45° spitz zulaufende Tips, Forward Tip
- Art.-Nr. 17223 ONE - Sinsky IOL Manipulator, abgewinkelt, 0,2 mm Tip
- Art.-Nr. 17247 ONE - Fadenpinzette, gebogen, 3,5 mm Plattform
- Art.-Nr. 17230 ONE - Linsenmanipulator, konisch, gerade, stumpf



 10 Sets Hersteller: Moria  **STERILE**
1 VPE EasySet Premium 2 W20-Art.-Nr. 10040806













Katarakt EasySet #52136

Inhalt:



- Art.-Nr. 17227 ONE - Kratz Drahtspekulum, 15 mm offene Blades, 1 mm Draht
- Art.-Nr. 17221 ONE - Bonn Pinzette 0,12 mm Zähne, 3,7 mm Plattform
- Art.-Nr. 17237 ONE - Kapsulorhexispinzette für 1,8 mm Inzisionen, gebogen, 45° spitz zulaufende Tips, Forward Tip
- Art.-Nr. 17223 ONE - Sinsky IOL Manipulator, abgewinkelt, 0,2 mm Tip
- Art.-Nr. 17233 ONE - McPherson gewinkelte Fadenpinzette, 8 mm Plattform
- Art.-Nr. 17230 ONE - Linsenmanipulator, konisch, gerade, stumpf
- Art.-Nr. 17506 ONE STEEL - Spitze Schere

 10 Sets Hersteller: Moria  **STERILE**
1 VPE EasySet #52136 W20-Art.-Nr. 10041469

Katarakt EasySet #52107		
<p>Inhalt:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Art.-Nr. 17508 ONE STEEL - Verstellbares, drehbares Spekulum, 15 mm Blades • Art.-Nr. 17504 ONE STEEL - Bonn Pinzette, gerade, 0,12 mm Zähne, 5 mm Plattform, flacher Metallgriff • Art.-Nr. 17503 ONE STEEL - Kapsulorhexispinzette für 1,8 mm Inzisionen, gebogen, 45° spitz zulaufende Tips, flacher Metallgriff • Art.-Nr. 17228 ONE - Lester IOL Manipulator, abgewinkelt, Kragenknopf-Tip 	
	<p> 10 Sets</p> <p>Hersteller: Moria</p> <p> STERILE</p>	
1 VPE EasySet #52107		W20-Art.-Nr. 52107
Katarakt EasySet #52110		
<p>Inhalt:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Art.-Nr. 17227 ONE - Kratz Drahtspekulum, 15 mm offene Blades, 1 mm Draht • Art.-Nr. 17504 ONE STEEL - Bonn Pinzette, gerade, 0,12 mm Zähne, 5 mm Plattform, flacher Metallgriff • Art.-Nr. 17503 ONE STEEL - Kapsulorhexispinzette für 1,8 mm Inzisionen, gebogen, 45° spitz zulaufende Tips, flacher Metallgriff • Art.-Nr. 17223 ONE - Sinsky IOL Manipulator, abgewinkelt, 0,2 mm Tip 	
	<p> 10 Sets</p> <p>Hersteller: Moria</p> <p> STERILE</p>	
1 VPE EasySet #52110		W20-Art.-Nr. 52110
Katarakt EasySet #52111		
<p>Inhalt:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Art.-Nr. 17227 ONE - Kratz Drahtspekulum, 15 mm offene Blades, 1 mm Draht • Art.-Nr. 17504 ONE STEEL - Bonn Pinzette, gerade, 0,12 mm Zähne, 5 mm Plattform, flacher Metallgriff • Art.-Nr. 17503 ONE STEEL - Kapsulorhexispinzette für 1,8 mm Inzisionen, gebogen, 45° spitz zulaufende Tips, flacher Metallgriff • Art.-Nr. 17230 ONE - Linsenmanipulator, konisch, gerade, stumpf 	
	<p> 10 Sets</p> <p>Hersteller: Moria</p> <p> STERILE</p>	
1 VPE EasySet #52111		W20-Art.-Nr. 52111
Katarakt EasySet #52112		
<p>Inhalt:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Art.-Nr. 17508 ONE STEEL - Verstellbares, drehbares Spekulum, 15 mm Blades • Art.-Nr. 17504 ONE STEEL - Bonn Pinzette, gerade, 0,12 mm Zähne, 5 mm Plattform, flacher Metallgriff • Art.-Nr. 17503 ONE STEEL - Kapsulorhexispinzette für 1,8 mm Inzisionen, gebogen, 45° spitz zulaufende Tips, flacher Metallgriff • Art.-Nr. 17223 ONE - Sinsky IOL Manipulator, abgewinkelt, 0,2 mm Tip 	
	<p> 10 Sets</p> <p>Hersteller: Moria</p> <p> STERILE</p>	
1 VPE EasySet #52112		W20-Art.-Nr. 52112



Die nachfolgend aufgezeigten Zusammenstellungen der Katarakt EasySets können bei Bedarf produziert werden. Bitte rechnen Sie mit einer Vorlaufzeit von ca. 6-8 Wochen.

Katarakt EasySet #52100

Inhalt:




- Art.-Nr. 17507 ONE STEEL - Runde Schere
- Art.-Nr. 17221 ONE - Bonn Pinzette 0,12 mm Zähne, 3,7 mm Plattform
- Art.-Nr. 17237 ONE - Kapsulorhexispinzette für 1,8 mm Inzisionen, gebogen, 45° spitz zulaufende Tips, Forward Tip
- Art.-Nr. 17225 ONE - Fadenpinzette, gebogen, 4 mm Plattform

 10 Sets Hersteller: Moria  **STERILE**
1 VPE EasySet #52100 W20-Art.-Nr. 52100

Katarakt EasySet #52101

Inhalt:




- Art.-Nr. 17227 ONE - Kratz Drahtspekulum, 15 mm offene Blades, 1 mm Draht
- Art.-Nr. 17221 ONE - Bonn Pinzette 0,12 mm Zähne, 3,7 mm Plattform
- Art.-Nr. 17237 ONE - Kapsulorhexispinzette für 1,8 mm Inzisionen, gebogen, 45° spitz zulaufende Tips, Forward Tip
- Art.-Nr. 17229 ONE - Linsenmanipulator Phako Chopper, innen schneidende Kante, 1,5 mm Tip



 10 Sets Hersteller: Moria  **STERILE**
1 VPE EasySet #52101 W20-Art.-Nr. 52101

Katarakt EasySet #52102

Inhalt:




- Art.-Nr. 17227 ONE - Kratz Drahtspekulum, 15 mm offene Blades, 1 mm Draht
- Art.-Nr. 17504 ONE STEEL - Bonn Pinzette, gerade, 0,12 mm Zähne, 5 mm Plattform, flacher Metallgriff
- Art.-Nr. 17500 ONE STEEL - Fadenpinzette, gewinkelt, 5 mm Plattform, flacher Metallgriff
- Art.-Nr. 17223 ONE - Sinsky IOL Manipulator, abgewinkelt, 0,2 mm Tip
- Art.-Nr. 17228 ONE - Lester IOL Manipulator, abgewinkelt, Kragenknopf-Tip



 10 Sets Hersteller: Moria  **STERILE**
1 VPE EasySet #52102 W20-Art.-Nr. 52102

Katarakt EasySet #52103

Inhalt:











- Art.-Nr. 17227 ONE - Kratz Drahtspekulum, 15 mm offene Blades, 1 mm Draht
- Art.-Nr. 17504 ONE STEEL - Bonn Pinzette, gerade, 0,12 mm Zähne, 5 mm Plattform, flacher Metallgriff
- Art.-Nr. 17502 ONE STEEL - Kapsulorhexispinzette für 1,8 mm Inzisionen, gerade, 90° spitz zulaufende Tips, flacher Metallgriff
- Art.-Nr. 17501 ONE STEEL - Fadenpinzette, gebogen, 5 mm Plattform, flacher Metallgriff
- Art.-Nr. 17242 ONE - Drysdale Linsenmanipulator, stumpfes Schaufel Design

 10 Sets Hersteller: Moria  **STERILE**
1 VPE EasySet #52103 W20-Art.-Nr. 52103

ROP-Untersuchungsset

Die folgenden beiden Sets enthalten die für die Untersuchung von frühgeborenen Kindern notwendigen Instrumente. Sie werden in einer sterilen Aufreißverpackung geliefert.

Inhalt: 	<ul style="list-style-type: none"> • ONE Ringdepressor • ONE Pädiatrisches Spekulum 	 20 Sets	Hersteller: Moria		
	1 VPE ROP Untersuchungsset 1	Art.-Nr. 17255			
Inhalt: 	<ul style="list-style-type: none"> • Art.-Nr. 17253 ONE beidseitiger Depressor • ONE Pädiatrisches Spekulum 	 20 Sets	Hersteller: Moria		
	1 VPE ROP Untersuchungsset 1	Art.-Nr. 17210			