


RS-OIL - SILIKONÖLE



MEDIZIN • TECHNIK

Die reinsten Siliconöle

- Sicher
- Biokompatibel
- Ultrareinigt
- Getestet auf Zytotoxizität
- Optimale Transparenz



RS-OIL ist 100% ultrareinigtes Siliconöl, das durch eine innovative, patentrechtlich geschützte Reinigungsmethode frei von niedermolekularen Bestandteilen ist. Es sorgt für eine stabile Tamponade in der vitreoretinalen Chirurgie und ein reduziertes Auftreten von Komplikationen. Das Siliconöl ist in einer Glasflasche der Klasse I oder einer unzerbrechlichen Luer-Lock-Spritze mit einteiligem Behälter aus COC (Cyclo-Olefin-Copolymer) in Pharmaqualität erhältlich.

Viskosität	Vial	Pack mit Spritze & Schlauch
RS-OIL 1000 (1000 cSt)	RSO 003-00 (10 ml)	SOP 001 (Accurus/ Constellation/Associate 2500/Eva) SOP 002 (Millenium/Stellaris PC) SOP 003 (Orbis/OS3/OS4/Faros/R-Evolution)
RS-OIL 1300 (1300 cSt)	RSO 008-00 (15 ml)	SOP 009 (Accurus/ Constellation/Associate 2500/Eva) SOP 012 (Millenium/Stellaris PC) SOP 015 (Orbis/OS3/OS4/Faros/R-Evolution)
RS-OIL 2000 (2000 cSt)	RSO 012-00 (15 ml)	SOP 010 (Accurus/ Constellation/Associate 2500/Eva) SOP 013 (Millenium/Stellaris PC) SOP 016 (Orbis/OS3/OS4/Faros/R-Evolution)
RS-OIL 5000 (5000 cSt)	RSO 005-00 (10 ml)	SOP 003 (Accurus/ Constellation/Associate 2500/Eva) SOP 004 (Millenium/Stellaris PC) SOP 006 (Orbis/OS3/OS4/Faros/R-Evolution)
RS-OIL 5700 (5700 cSt)	RSO 009-00 (15 ml)	SOP 011 (Accurus/ Constellation/Associate 2500/Eva) SOP 014 (Millenium/Stellaris PC) SOP 017 (Orbis/OS3/OS4/Faros/R-Evolution)

• We care!