









































## Vorderkammerkanülen

Zur Aufrechterhaltung und Formung der Vorderkammer während der Operation durch Injektion oder Entfernung von BSS, Luft oder Viskoelastikum.

		Transzonuläre Injektionskanüle 33° angewinkelt, 2 mm von der Spitze  10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M2280	 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm		<b>STERILE</b>
		Vorderkammerkanüle 35° angewinkelt, 7,5 mm von der Spitze (Rycroft)  10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M2639	 25 G x 1" 0,5 x 25 mm		<b>STERILE</b>
		Vorderkammerkanüle 35° angewinkelt, 4 mm von der Spitze (Rycroft)  10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M2270	 30 G x 7/8" 0,3 x 22 mm		<b>STERILE</b>
		Vorderkammerkanüle 35° angewinkelt, 8 mm von der Spitze (Rycroft)  10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M2270A	 30 G x 7/8" 0,3 x 22 mm		<b>STERILE</b>
		Vorderkammerkanüle 35° angewinkelt, 5,5 mm von der Spitze (Rycroft)  10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M2273	 30 G x 7/8" 0,3 x 22 mm		<b>STERILE</b>
		Vorderkammerkanüle 35° angewinkelt, 4,5 mm von der Spitze (Rycroft)  10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M2273A	 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm		<b>STERILE</b>
		Vorderkammerkanüle 35° angewinkelt, 11 mm von der Spitze (Rycroft)  10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M2279	 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm		<b>STERILE</b>
		Vorderkammerkanüle 35° angewinkelt, 5 mm von der Spitze (Rycroft)  10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M2275	 25 G x 7/8" 0,5 x 22 mm		<b>STERILE</b>
		Vorderkammerkanüle 35° angewinkelt, 5,5 mm von der Spitze (Rycroft)  10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M2273G	 23 G x 7/8" 0,64 x 22 mm		<b>STERILE</b>
		Vorderkammerkanüle 35° angewinkelt, 7,5 mm von der Spitze (Rycroft)  10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M2642	 21 G x 7/8" 0,81 x 22 mm		<b>STERILE</b>
		Spülkanüle 32° angewinkelt, 8 mm von der Spitze (Bishop Harmon) Spitze in der horizontalen Ebene abgeflacht  10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M9280	 19 G x 1" 1,1 x 25 mm		<b>STERILE</b>
		Spülkanüle 30° angewinkelt, 6,5 mm von der Spitze Spitze in der horizontalen Ebene abgeflacht  10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M9281	16 G x 1" 1,6 x 25 mm		<b>STERILE</b>