

































































Exact Etch Einmalmesser

Diese Messer zum Einmalgebrauch aus hochwertigem Edelstahl werden mit der ExactEtch™ Technologie, einem schleiffreien Verfahren, hergestellt. Dieser Prozess führt zu einer Struktur, die fertig bearbeitet in einer konsistent scharfen, präzise Schnittkante resultiert.

Die ExactEtch™ Technologie bietet Möglichkeiten zur unlimitierten Herstellung geometrischer Formen die mit herkömmlichen Fertigungsmethoden für die Instrumentenfertigung nicht umsetzbar sind. Die Geometrien werden dabei mit unerreicht dünner Materialstärke und unter Einhaltung strikter Toleranzen erreicht.

Dank einer hauchdünnen Silikonbeschichtung sind die Metallflächen matt so dass Lichtreflexionen reduziert werden.

	<p>Phakolanze Mikro-Trapezoid-Style 1,9 mm / 2,4 mm, Schliff beidseitig, angewinkelt, Kennzeichnung beider Schnittbreiten  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2620K  STERILE</p>
	<p>Phakolanze Clear-Corneal-Style 2,65 mm, Schliff beidseitig, angewinkelt, Sichtmarkierungen der Schnittbreite  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2505K  STERILE</p>
	<p>Phakolanze Clear-Corneal-Style 2,75 mm, Schliff beidseitig, angewinkelt, Sichtmarkierungen der Schnittbreite  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2510K  STERILE</p>
	<p>Phakolanze Clear-Corneal-Style 2,85 mm, Schliff beidseitig, angewinkelt, Sichtmarkierungen der Schnittbreite  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2515K  STERILE</p>
	<p>Phakolanze Clear-Corneal-Style 3,0 mm, Schliff beidseitig, angewinkelt, Sichtmarkierungen der Schnittbreite  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2520K  STERILE</p>
	<p>Phakolanze Clear-Corneal-Style 2,65 mm, Seitenschliff, angewinkelt  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2560K  STERILE</p>
	<p>Phakolanze Clear-Corneal-Style 2,75 mm, Seitenschliff, angewinkelt  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2565K  STERILE</p>
	<p>Phakolanze Slit-Style 1,8 mm, Schliff oben, angewinkelt  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2374K  STERILE</p>
	<p>Phakolanze Slit-Style 2,0 mm, Schliff oben, angewinkelt  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2376K  STERILE</p>
	<p>Phakolanze Slit-Style 2,5 mm, Schliff oben, angewinkelt  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2305K  STERILE</p>
	<p>Phakolanze Slit-Style 2,65 mm, Schliff oben, angewinkelt  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2310K  STERILE</p>
	<p>Phakolanze Slit-Style 2,75 mm, Schliff oben, angewinkelt  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2315K  STERILE</p>
	<p>Phakolanze Slit-Style 2,85 mm, Schliff oben, angewinkelt  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2320K  STERILE</p>
	<p>Phakolanze Slit-Style 3,0 mm, Schliff oben, angewinkelt  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2325K  STERILE</p>
	<p>Phakolanze Slit-Style 3,2 mm, Schliff oben, angewinkelt  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2330K  STERILE</p>
	<p>Phakolanze Slit-Style 2,2 mm, Schliff beidseitig, angewinkelt  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2300K  STERILE</p>
	<p>Phakolanze Slit-Style 2,4 mm, Schliff beidseitig, angewinkelt  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2380K  STERILE</p>

	Parazitesmesser 0,8 mm, MVR-Style, angewinkelt  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2188K  STERILE
	Parazitesmesser 1,0 mm, MVR-Style, angewinkelt  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2185K  STERILE
	Parazitesmesser 1,1 mm, MVR-Style, angewinkelt  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2175K  STERILE
	Parazitesmesser 1,2 mm, MVR-Style, angewinkelt  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2180K  STERILE
	Parazitesmesser 1,4 mm, MVR-Style, angewinkelt  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2170K  STERILE
	Stabmesser (Inzisionsmesser) 15°  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2105K  STERILE
	Stabmesser (Inzisionsmesser) 22,5°  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2110K  STERILE
	Stabmesser (Inzisionsmesser) 30°  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2115K  STERILE
	Stabmesser (Inzisionsmesser) 45°  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2120K  STERILE
	Stabmesser (Inzisionsmesser) 15°, eingeschränkte Tiefe 3 mm, langer Griff  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2125K  STERILE
	Stabmesser (Inzisionsmesser) 15°, eingeschränkte Tiefe 5 mm  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2130K  STERILE
	Präzisions-Tiefenmesser 300 µ, gerade  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2161K  STERILE
	Präzisions-Tiefenmesser 600 µ, gerade  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2160K  STERILE
	Vitrektomiemesser MVR-Style, 19 G, gerade  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2710K  STERILE
	Vitrektomiemesser MVR-Style, 20 G, gerade  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2705K  STERILE
	Vitrektomiemesser MVR-Style, 23 G, gerade  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2720K  STERILE
	Vitrektomiemesser MVR-Style, 20 G, angewinkelt  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2700K  STERILE
	Vitrektomiemesser MVR-Style, 23 G, angewinkelt  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2715K  STERILE
	Mini-Tellermesser 2,0 mm, Schliff oben, angewinkelt  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2210K  STERILE
	Tellermesser 2,0 mm, Schliff oben, gerade  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2205K  STERILE
	Tellermesser 1,25 mm, Schliff oben, angewinkelt  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2220K  STERILE
	Implantationsmesser 4,0 mm, angewinkelt  6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2405K  STERILE