





MICROVISC® PLUS 1,4%

Entwickelt aus biologischen Quellen (Hahnenkämmen) bietet MICROVISC® PLUS 1,4% mit hoher Transparenz, wenigen Blasen und der Lagermöglichkeit bei Raumtemperatur ein effizientes, platzsparend zu lagerndes Produkt. Zu den Vorteilen zählen:

- Herstellung durch Biofermentation
- Sehr hohes molekulares Gewicht, Viskosität und Kohäsion für maximale intraokulare Stabilität und Raum während der Kapsulorexesis
- Zuverlässig in schwierigeren Fällen wie Traumata und refraktiven Operationen
- Exzellente Performance während der IOL Implantation
- Sehr hohe Viskosität bietet ein einfach zu injizierendes Produkt welches nach der Operation als eine Masse entfernbar ist
- Keine Kühlung erforderlich

Molekulargewicht	durchschnittlich 5,0 Mill. Daltons
Viskosität	durchschnittlich 3,3 Mill. mPa.s
ph-Wert	6,8 - 7,6
Osmolarität (mOsm)	320 mOsm/kg
Klassifizierung	Kohäsiv
Lagertemperatur	+2° - +25°C
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • 27 G Einwegkanüle • Sterile Spritze (0,85 ml)
 Hersteller: MicroVision	1 Spritze inkl. Kanüle
	W2O-Art.-Nr. 10040801
	 STERILE