























Viskoelastik-Kanülen

Zur Injektion von viskoelastischen Produkten in die vordere oder hintere Augenkammer.

 	Viskoelastik-Kanüle 35° angewinkelt, 9 mm von der Spitze  10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm Art.-Nr. M3926A	 STERILE
	Viskoelastik-Kanüle 25° angewinkelt, 8 mm von der Spitze  10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm Art.-Nr. M3927	 STERILE
	Viskoelastik-Kanüle 35° angewinkelt, 9 mm von der Spitze  10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 26 G x 7/8" 0,45 x 22 mm Art.-Nr. M2272	 STERILE
	Viskoelastik-Kanüle 35° angewinkelt, 9 mm von der Spitze  10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 7/8" 0,5 x 29 mm Art.-Nr. M2639A	 STERILE
	Viskoelastik-Kanüle 45° angewinkelt, 9 mm von der Spitze  10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 7/8" 0,64 x 22 mm Art.-Nr. M3909	 STERILE
	Viskoelastik-Kanüle 45° angewinkelt, 9 mm von der Spitze  10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 21 G x 7/8" 0,81 x 22 mm Art.-Nr. M3910A	 STERILE
 	Viskoelastik-Kanüle Gerade  10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 21 G x 7/8" 0,81 x 22 mm Art.-Nr. M3910	 STERILE
 	Viskoelastik-Kanüle Angewinkelt und geformt, 9 mm von der Spitze  10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm Art.-Nr. M3917	 STERILE