











Hydrodissektionskanülen	
	<p>8 mm abgewinkelte Spitze (32°), glatte ovale Spitze, Abgeflacht von der Biegung bis zum Ende 1 VPE (10 Stück) 23 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 7008 25 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 7007 27 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 7006 30 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 7005</p>
	<p>"J" Form, 1,5 mm Höhe x 1,5 mm Breite glatte, oval geformte Spitze, abgeflachter "J" geformte Spitze 1 VPE (10 Stück) 25 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 7009C 27 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 7009B 30 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 7009A</p>
	<p>Hydrodissektionsnadel (Kellan) Verkürzte Abschrägung 1 VPE (10 Stück) 25 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 7010 27 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 7011</p>
	<p>Hydrodissektionskanüle (Kellan) Gebogen, vertikal abgeflacht 1 VPE (10 Stück) 25 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 7012 27 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 7013</p>
	<p>Nadel zur Kernhydrolyse (P. Koch) Gebogen, abgeflacht 1 VPE (10 Stück) 25 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 7014</p>
	<p>Kern-Hydrodissektor / Rotator (Sinsky) 8 mm abgewinkelte Spitze (32°), Gegabelte stumpfe Spitze Abgeflacht von der Biegung bis zum Ende 1 VPE (10 Stück) 25 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 7015</p>
	<p>Kortikaler Spalt-Hydrodissektor 11 mm vom Ende abgewinkelt Horizontal abgeflachte Spitze 4 mm vom Ende 1 VPE (10 Stück) 27 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 7016</p>
	<p>Kern Hydrodissektor, gebogen Horizontal abgeflachte Spitze 4 mm vom Ende 1 VPE (10 Stück) 27 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 7017</p>





Hersteller für alle Produkte dieser Seite: Anodyne Surgical

Kanülen



Vitreoretinale Kanülen

Für spezifische Infusions- und Aspirationsfunktionen bei Netzhauteingriffen.

	<p>Hydrodissektionskanüle (Chang) 50° abgeflachte Schräge 1 VPE (10 Stück) 27 G x 22 mm (7/8")</p> <p style="text-align: right;">Art.-Nr. 7018</p> <p style="text-align: right;">  STERILE </p>
	<p>Nichamin Hydrodissektionskanüle 11 mm vom Ende abgewinkelt und geformt Spitze 9 mm vom Ende horizontal abgeflacht 1 VPE (10 Stück) 27 G x 22 mm (7/8")</p> <p style="text-align: right;">Art.-Nr. 7020</p> <p style="text-align: right;">  STERILE </p>

Hersteller für alle Produkte dieser Seite: Anodyne Surgical