































Kortex-Entfernungs-Kanülen

Zum Absaugen von Kortexrümmern wenn die Kammer mit einem vorderen Kammererhalter oder viskoelastischer Substanz erhalten ist. Die "J" geformten Kanülen wurden entworfen um die Iris zurückzunehmen und schwer erreichbares Kortex zwischen der 10 und 2 Uhr Position einzusaugen.

		Kortex Extraktor 0,3 mm Spitzenöffnung 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 7/8" 0,64 x 22 mm Art.-Nr. M6576		STERILE
		Kortex Extraktor 0,3 mm Spitzenöffnung 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 5/8" 0,64 x 16 mm Art.-Nr. M6575		STERILE
		Kortex Extraktor 0,4 mm Spitzenöffnung 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 5/8" 0,64 x 16 mm Art.-Nr. M6575A		STERILE
		Kortex Extraktor 0,3 mm Spitzenöffnung 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 5/8" 0,64 x 16 mm Art.-Nr. M6575B		STERILE
		Kortex Extraktor 0,3 mm Spitzenöffnung 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 1/2" 0,64 x 12,5 mm Art.-Nr. M6576A		STERILE
		Kortex Extraktor 0,3 mm abgeschrägte Endöffnung (Charleux) 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 5/8" 0,64 x 16 mm Art.-Nr. M6594		STERILE
		Kortex Extraktor 0,3 mm abgeschrägte Endöffnung (Charleux) 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 24 G x 1/2" 0,56 x 12,5 mm Art.-Nr. M6596		STERILE
		Kortex Extraktor 0,3 mm abgeschrägte Endöffnung (Charleux) 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 1/2" 0,64 x 12,5 mm Art.-Nr. M6595		STERILE


Olivenförmige Kanülen

Diese Kanülen mit olivenförmiger Spitze erlauben das Polieren größerer Oberflächen mit einem reduzierten Risiko eines posterioren Kapselrisses.

	Polierer mit olivenförmiger Spitze 10 mm von der Spitze, mikrogeätzte Spitze 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 1" 0,5 x 25 mm Art.-Nr. M8622		STERILE
	Polierer mit olivenförmiger Spitze Gebogen 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 1" 0,64 x 25 mm Art.-Nr. M8620C		STERILE
	Polierer mit olivenförmiger Spitze Gebogen, mikrogeätzte Spitze 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 1" 0,64 x 25 mm Art.-Nr. M8621		STERILE





Koaxiale Kanülen

Für die Kortexabsaugung bei gleichzeitiger Erhaltung der vorderen Augenkammer durch einen kontinuierlichen Spülfluss.

	I/A Kanüle, gerade Gebogen mit abgeflachter Spitze 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 21 G x 1 1/2" 0,81 x 38 mm Art.-Nr. M6611		STERILE
--	--	--	---	----------------

Bimanuelle Kanülen

Für die Kortexabsaugung mit einem Handgriff bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Vorderkammer durch kontinuierlichen Spülfluss mit dem anderen Handgriff.

	Bimanuelle Aspirationskanüle Gebogen mit 0,3 mm Spitzenöffnung 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 21 G x 5/8" 0,81 x 16 mm Art.-Nr. M6524		STERILE
	Bimanuelle Aspirationskanüle Gebogen mit 45° angeschrägter Spitze 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 21 G x 5/8" 0,81 x 16 mm Art.-Nr. M5405		STERILE