



REVOLVER™ Lasersonden

Die Produkte der REVOLVER™ Reihe stehen für wiederverwendbare Lasersonden. Das REVOLVER™ Universalverbindungsstück verbleibt am Laser und ist mittels eines starken Klebers an diesem befestigt. Die REVOLVER™ Laserfaser ist der einzige Verbrauchartikel bei diesem System und ist mit jedem der REVOLVER™ Handgriffe kombinierbar.


REVOLVER™ Universalverbindungsstück



REVOLVER™ Universalverbindungsstück
Wiederverwendbares Verbindungsstück mit einer Kordel und einem Klebeband zur Befestigung am Laser. Eine Staubschutzkappe hält es während den Einsätzen sauber.
1 Stück Hersteller: Katalyst Art.-Nr. RLP-A

REVOLVER™ Laserfaser



REVOLVER Laserfaser
Diese universelle Laserfaser passt an alle Handstücke und alle Gauge-Größen
10 Stück Hersteller: Katalyst Art.-Nr. V6600  **STERILE**

REVOLVER™ Gerader Handgriff




REVOLVER Gerades, wiederverwendbares Handstück
Lieferung inklusive autoklavierbarem Tray
1 Stück Hersteller: Katalyst
Gerades Handstück 23 G Art.-Nr. RLP000-23
Gerades Handstück 25 G Art.-Nr. RLP000-25

REVOLVER™ Flexibler, gebogener Handgriff




REVOLVER Flexibles, gebogenes, wiederverwendbares Handstück
Dieses 27 G Handstück hat eine einziehbare Versteifungshülse, die das Instrument 55x steifer macht als traditionelle 27 G Instrumente.
Lieferung inklusive autoklavierbarem Tray
1 Stück Hersteller: Katalyst
Flexibles, gebog. Handstück 27 G Art.-Nr. RLP100-27

REVOLVER™ Konischer, flexibler, gebogener Handgriff




REVOLVER Konisches, flexibles, gebogenes, wiederverwendbares Handstück
Lieferung inklusive autoklavierbarem Tray
1 Stück Hersteller: Katalyst
Kon., flex., gebog. Handstück 23 G Art.-Nr. RLP111-23
Kon., flex., gebog. Handstück 25 G Art.-Nr. RLP111-25

REVOLVER™ Navigator™ Handgriff



REVOLVER Navigator™ wiederverwendbares Handstück
Laserfaser fest, Hülse beweglich; Lieferung inklusive autoklavierbarem Tray
1 Stück Hersteller: Katalyst
Steuerbares Handstück 23 G Art.-Nr. RLP222-23
Steuerbares Handstück 25 G Art.-Nr. RLP222-25

REVOLVER™ Navigator™ Ausfahrbarer Handgriff



REVOLVER Navigator™ Ausfahrbares wiederverwendbares Handstück
Laserfaser beweglich, Hülse fest; Lieferung inklusive autoklavierbarem Tray
1 Stück Hersteller: Katalyst
Steuerbares Handstück 23 G Art.-Nr. RLP222E-23
Steuerbares Handstück 25 G Art.-Nr. RLP222E-25