

















Kapsel-Polier-Kanülen

Konzipiert für das Polieren und Reinigen des Kapselsacks vom restlichen Kortex. Mikrogeätzte Kanülen sind leicht aufgeraut für sanftes Polieren.

		Kapselpolierer 9 mm der Spitze angewinkelt, Aspiration durch 0,3 mm Seitenöffnung, Mikrogeätzte Spitze	● 23 G x 7/8" 0,64 x 22 mm
		10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M8604A	 STERILE
		Kapselpolierer 12,5 mm der Spitze angewinkelt, Aspiration durch 0,3 mm Seitenöffnung, Mikrogeätzte Spitze	● 21 G x 1" 0,81 x 25 mm
		10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M8604	
		Kapsel Scraper 0,5 und 0,7 mm von der Spitze angewinkelt, Mikrogeätztes distales Ende	● 23 G x 7/8" 0,64 x 22 mm
		10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M8645	 STERILE










Silikonbeschichtete Polierer

Silikonüberzogene Kanülen bieten ein sanftes Polieren und atraumatisches Einführen und Entfernen.

		Silikonbeschichteter Polierer Angewinkelt	● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm
		10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M8605	 STERILE
		Silikonbeschichteter Polierer Angewinkelt	● 23 G x 7/8" 0,64 x 22 mm
		10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M8605A	 STERILE

Olivenförmige Kanülen

Diese Kanülen mit olivenförmiger Spitze erlauben das Polieren größerer Oberflächen mit einem reduzierten Risiko eines posterioren Kapselrisses.

		Polierer mit olivenförmiger Spitze 10 mm von der Spitze, mikrogeätzte Spitze	● 25 G x 1" 0,5 x 25 mm
		10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M8622	 STERILE
		Polierer mit olivenförmiger Spitze Gebogen	● 23 G x 1" 0,64 x 25 mm
		10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M8620C	 STERILE
		Polierer mit olivenförmiger Spitze Gebogen, mikrogeätzte Spitze	● 23 G x 1" 0,64 x 25 mm
		10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M8621	 STERILE