

TRYPANBLAU



AG

MEDIZIN • TECHNIK

für den hinteren Augenabschnitt

TWIN und viewILM garantieren die prompte und effektive Färbung des Gewebes, ohne Risiken für den Patienten.

Ein enthaltenes Verdickungsmittel sorgt für besseren Kontakt zwischen Farbstoff und Gewebe. Dennoch ist eine klare Visualisierung der retinalen Membranen und der inneren begrenzenden Membran (ILM) gegeben.

Vor der Injektion ist kein Luft-Gas-Austausch notwendig, was chirurgische Abläufe vereinfacht.

1. TWIN

Zum Anfärben der internen begrenzenden Membran (ILM) und epiretinaler Membranen.

- Enthält 0,03% Blulife
- Enthält 0,18% Trypanblau
- 0,7 ml pro Spritze
- Steril

Artikel	Art.-Nr.	Ref.
TWIN	10044389	RMB 004-00



2. viewILM- für den hinteren Augenabschnitt

Zum Anfärben der internen begrenzenden Membran (ILM).

- Enthält 0,03% Blulife
- 0,7 ml pro Spritze
- Steril

Artikel	Art.-Nr.	Ref.
viewILM		RMB 003-00



Wissenschaftliche Artikel zu den Produkten:

INTRAOPERATIVE EFFICACY AND CLINICAL OUTCOMES OF TWO COMMERCIAL STAINING SOLUTIONS USED IN IDIOPATHIC EPIRETINAL MEMBRANE SURGERY

Iuliano L., Kacerik E., Corbelli E., Bandello F., Codenotti M.
Int Ophthalmol, 2021

NEGATIVE STAINING OF THE VITREOUS WITH THE USE OF VITAL DYES

Mariotti C., Nicolai M., Donati S., Reibaldi M.
European Journal of Ophthalmology, Apr 13:0, 2017

Hersteller: Alchimia; Stand: 11/2022

● We care!

W20 MEDIZIN•TECHNIK AG
Weiße-Tor-Straße 4
D-76661 Philippsburg
Tel. +49(0)72 56/9 25 91 00
Fax +49(0)72 56/9 25 91 10
eMail info@w2o.de • www.w2o.de

USt.-IdNr. DE 812 849 470
St-Nr. 30065/66793
Handelsregistergericht
Amtsgericht Mannheim
HRB232205

Vorstand
Simone Wiedemann
Manfred Wegner
Aufsichtsratsvorsitzender
Dr. Volker Anhäuser

Sparkasse Karlsruhe Ettlingen
DE 05 6605 0101 0022 6336 71
SWIFT-BIC: KARSDE 66
Sparkasse Heidelberg
DE 14 6725 0020 0009 1894 40
SWIFT-BIC: SOLADES1HDB

Volksbank Bruchsal-Bretten eG
DE 70 6639 1200 0000 2722 80
SWIFT-BIC: GENODE61BTT