



Evolux		
Hydrophob, asphärisch, monofokal mit erweiterter Tiefenschärfe, C-Loop, pre-loaded		
Material	Hydrophobes Acrylat	
Refraktiver Index	1,48 (bei 35°C)	
UV-Schutz	Ja	
Optikdesign	Bikonvex verstärkte monofokale asphärische Vorderfläche Sphärisch monofokale Rückfläche	
Optik- / Gesamtdurchmesser	6,0 mm / 13,0 mm	
Haptik	C-Loop, 0° Anwinkelung	
Theoretische Vorderkammer-tiefe	4,97 mm	
Optimierte IOL Konstanten*	SRK/T	Barrett
	A=118,3 (Ultrasound biometry)	LF=1,52
Dioptrienbereich		
Empfohlene Inzisionsgrößen	<ul style="list-style-type: none"> • 1,9 - 2,0 mm (wound-assisted) • 2,2 mm (into-the-wound) • 2,5 mm (into-the-bag) 	
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> • Monofokale IOL mit einem erweiterten Fokusbereich • Ermöglicht verbessertes Sehen im mittleren Sehbereich und eine vergleichbare Fernsicht wie eine monofokale IOL bietet • Pre-loaded IOL • Konsignationslager können zur Verfügung gestellt werden 	
Hersteller: SIFI	1 Stück	STERILE

* Herstellerangabe

Implantate Vorderer Augenabschnitt