



## Spülende Vectiskanülen

Spülzysteme werden zur Durchführung der Kapsulorhexis genutzt. Für das Eröffnen der Vorderkapsel konstruierte Spitze.

<p>(SIDE VIEW)</p>	Spülende Vectis, eine Öffnung mit 0,3 mm 1 VPE (10 Stück) 24 G x 5 mm Breite                      Art.-Nr. 7000		<b>STERILE</b>
	Spülende Vectis, drei Öffnungen mit 0,3 mm 1 VPE (10 Stück) 24 G x 5 mm Breite                      Art.-Nr. 7003		<b>STERILE</b>
<p>(SIDE VIEW)</p>	Spülende Vectis, eine Öffnung mit 0,3 mm 1 VPE (10 Stück) 24 G x 3 mm Breite                      Art.-Nr. 7001		<b>STERILE</b>
	Spülende Vectis, zwei Öffnungen mit 0,3 mm 1 VPE (10 Stück) 24 G x 4 mm Breite                      Art.-Nr. 7002		<b>STERILE</b>

## Auswaschkanüle für Vorderkammer

	8 mm abgewinkelte Spitze (32°), glatte ovale Spitze, Abgeflacht von der Biegung bis zum Ende 1 VPE (10 Stück) 19 G x 25 mm (1")                      Art.-Nr. 7004		<b>STERILE</b>
--	---	--	----------------

Hersteller für alle Produkte dieser Seite: Anodyne Surgical