


Mit über 25 Jahren Erfahrung werden die Kanülen in Großbritannien hergestellt. Die einmal verwendbaren Produkte sind einzeln steril verpackt und werden in einer kompakten Außenverpackung geliefert.

Refraktive Kanülen

Mit diesen kann die Kornea und das Stroma während refraktiver Lasereingriffe gespült werden.

		LASIK Spülkanüle 7 mm von der Spitze geformt. Sechs 0,15 mm Öffnungen bei 2 mm, 4 mm und 6 mm von der Spitze	● 25 G x 7/8" 0,5 x 22 mm	10 Stück	Hersteller: Sterimedix	Art.-Nr. M2804		STERILE
		LASIK Spülkanüle 9 mm von der Spitze geformt. Vier 0,15 mm Öffnungen bei 2 mm und 4 mm von der Spitze.	● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm	10 Stück	Hersteller: Sterimedix	Art.-Nr. M2817		STERILE
		LASIK Spülkanüle 7 mm von der Spitze geformt. Sechs 0,15 mm Öffnungen bei 2 mm, 4 mm und 6 mm von der geschlossenen Spitze	● 25 G x 7/8" 0,5 x 22 mm	10 Stück	Hersteller: Sterimedix	Art.-Nr. M2822		STERILE
		LASIK Spülkanüle 9,5 mm von der spachtelförmigen Spitze geformt (Slade)	● 26 G x 7/8" 0,45 x 22 mm	10 Stück	Hersteller: Sterimedix	Art.-Nr. M2824		STERILE
		LASIK Spülkanüle Abgeflachte Spitze. Angewinkelt mit zwei 0,2 mm Öffnungen (Lin)	● 25 G x 7/8" 0,5 x 22 mm	10 Stück	Hersteller: Sterimedix	Art.-Nr. M2801		STERILE
		LASIK Spülkanüle Geformt mit zwei 0,2 mm seitlichen Öffnungen (Buratto)	● 25 G x 1 1/8" 0,5 x 29 mm	10 Stück	Hersteller: Sterimedix	Art.-Nr. M2802		STERILE
		LASIK Spülkanüle 10,5 mm von der flachen Spitze geformt	● 23 G x 7/8" 0,64 x 22 mm	10 Stück	Hersteller: Sterimedix	Art.-Nr. M3914		STERILE