


Mit über 25 Jahren Erfahrung werden die Kanülen in Großbritannien hergestellt. Die einmal verwendbaren Produkte sind einzeln steril verpackt und werden in einer kompakten Außenverpackung geliefert.





Refraktive Kanülen

Mit diesen kann die Kornea und das Stroma während refraktiver Lasereingriffe gespült werden.

		LASIK Spülkanüle 7 mm von der Spitze geformt. Sechs 0,15 mm Öffnungen bei 2 mm, 4 mm und 6 mm von der Spitze	● 25 G x 7/8" 0,5 x 22 mm	10 Stück	Hersteller: Sterimedix	Art.-Nr. M2804		STERILE
		LASIK Spülkanüle 9 mm von der Spitze geformt. Vier 0,15 mm Öffnungen bei 2 mm und 4 mm von der Spitze.	● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm	10 Stück	Hersteller: Sterimedix	Art.-Nr. M2817		STERILE
		LASIK Spülkanüle 7 mm von der Spitze geformt. Sechs 0,15 mm Öffnungen bei 2 mm, 4 mm und 6 mm von der geschlossenen Spitze	● 25 G x 7/8" 0,5 x 22 mm	10 Stück	Hersteller: Sterimedix	Art.-Nr. M2822		STERILE
		LASIK Spülkanüle 9,5 mm von der spachtelförmigen Spitze geformt (Slade)	● 26 G x 7/8" 0,45 x 22 mm	10 Stück	Hersteller: Sterimedix	Art.-Nr. M2824		STERILE
		LASIK Spülkanüle Abgeflachte Spitze. Angewinkelt mit zwei 0,2 mm Öffnungen (Lin)	● 25 G x 7/8" 0,5 x 22 mm	10 Stück	Hersteller: Sterimedix	Art.-Nr. M2801		STERILE
		LASIK Spülkanüle Geformt mit zwei 0,2 mm seitlichen Öffnungen (Buratto)	● 25 G x 1 1/8" 0,5 x 29 mm	10 Stück	Hersteller: Sterimedix	Art.-Nr. M2802		STERILE
		LASIK Spülkanüle 10,5 mm von der flachen Spitze geformt	● 23 G x 7/8" 0,64 x 22 mm	10 Stück	Hersteller: Sterimedix	Art.-Nr. M3914		STERILE












Anästhesie-Kanülen

Zur Injektion von Anästhetikum zwischen Capsula Tenoni und Sklera.

		Sub-Tenoni Kanüle Gebogen mit abgeflachter Spitze	● 19 G x 1" 1,1 x 25 mm	10 Stück	Hersteller: Sterimedix	Art.-Nr. M0278		STERILE
		Sub-Tenoni Kanüle Gebogen mit abgeflachter Spitze	● 20 G x 1" 0,9 x 25 mm	10 Stück	Hersteller: Sterimedix	Art.-Nr. M0279		STERILE











Anästhesie-Nadeln

Zur Injektion von Anästhetikum um den Augapfel.

	Retrobulbär, drei Facetten 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 1 1/2" 0,5 x 38 mm Art.-Nr. M0275		STERILE
	Retrobulbär (Atkinson) 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 1 1/2" 0,5 x 38 mm Art.-Nr. M0637		STERILE
	Retrobulbär (Atkinson) 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 1 1/2" 0,64 x 38 mm Art.-Nr. M0638		STERILE
	Peribulbär (Atkinson) 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 27 G x 1 1/4" 0,4 x 32 mm Art.-Nr. M0641A		STERILE
	Peribulbär (Atkinson) 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 1 1/4" 0,5 x 32 mm Art.-Nr. M0642		STERILE
	Peribulbär (Atkinson) 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 1 1/4" 0,64 x 32 mm Art.-Nr. M0643		STERILE
	Peribulbär (Atkinson) 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm Art.-Nr. M0641		STERILE
	Peribulbär (Atkinson) 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 7/8" 0,5 x 22 mm Art.-Nr. M0642A		STERILE
	Peribulbär (Atkinson) 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 1 1/2" 0,64 x 38 mm Art.-Nr. M0638		STERILE




















Viskoelastik-Kanülen

Zur Injektion von viskoelastischen Produkten in die vordere oder hintere Augenkammer.

	Viskoelastik-Kanüle 35° angewinkelt, 9 mm von der Spitze 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm Art.-Nr. M3926A		STERILE
	Viskoelastik-Kanüle 25° angewinkelt, 8 mm von der Spitze 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm Art.-Nr. M3927		STERILE
	Viskoelastik-Kanüle 35° angewinkelt, 9 mm von der Spitze 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 26 G x 7/8" 0,45 x 22 mm Art.-Nr. M2272		STERILE
	Viskoelastik-Kanüle 35° angewinkelt, 9 mm von der Spitze 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 7/8" 0,5 x 29 mm Art.-Nr. M2639A		STERILE
	Viskoelastik-Kanüle 45° angewinkelt, 9 mm von der Spitze 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 7/8" 0,64 x 22 mm Art.-Nr. M3909		STERILE
	Viskoelastik-Kanüle 45° angewinkelt, 9 mm von der Spitze 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 21 G x 7/8" 0,81 x 22 mm Art.-Nr. M3910A		STERILE
	Viskoelastik-Kanüle Gerade 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 21 G x 7/8" 0,81 x 22 mm Art.-Nr. M3910		STERILE
	Viskoelastik-Kanüle Angewinkelt und geformt, 9 mm von der Spitze 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm Art.-Nr. M3917		STERILE



















Vorderkammerkanülen

Zur Aufrechterhaltung und Formung der Vorderkammer während der Operation durch Injektion oder Entfernung von BSS, Luft oder Viskoelastikum.

		Transzonuläre Injektionskanüle 33° angewinkelt, 2 mm von der Spitze 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm Art.-Nr. M2280		STERILE
		Vorderkammerkanüle 35° angewinkelt, 7,5 mm von der Spitze (Rycroft) 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 1" 0,5 x 25 mm Art.-Nr. M2639		STERILE
		Vorderkammerkanüle 35° angewinkelt, 4 mm von der Spitze (Rycroft) 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 30 G x 7/8" 0,3 x 22 mm Art.-Nr. M2270		STERILE
		Vorderkammerkanüle 35° angewinkelt, 8 mm von der Spitze (Rycroft) 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 30 G x 7/8" 0,3 x 22 mm Art.-Nr. M2270A		STERILE
		Vorderkammerkanüle 35° angewinkelt, 5,5 mm von der Spitze (Rycroft) 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 30 G x 7/8" 0,3 x 22 mm Art.-Nr. M2273		STERILE
		Vorderkammerkanüle 35° angewinkelt, 4,5 mm von der Spitze (Rycroft) 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm Art.-Nr. M2273A		STERILE
		Vorderkammerkanüle 35° angewinkelt, 11 mm von der Spitze (Rycroft) 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm Art.-Nr. M2279		STERILE
		Vorderkammerkanüle 35° angewinkelt, 5 mm von der Spitze (Rycroft) 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 7/8" 0,5 x 22 mm Art.-Nr. M2275		STERILE
		Vorderkammerkanüle 35° angewinkelt, 5,5 mm von der Spitze (Rycroft) 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 7/8" 0,64 x 22 mm Art.-Nr. M2273G		STERILE
		Vorderkammerkanüle 35° angewinkelt, 7,5 mm von der Spitze (Rycroft) 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 21 G x 7/8" 0,81 x 22 mm Art.-Nr. M2642		STERILE
		Vorderkammerkanüle 45° angewinkelt, 7,5 mm von der Spitze (Rycroft) 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 20 G x 7/8" 0,9 x 22 mm Art.-Nr. M2273B		STERILE
		Spülkanüle 32° angewinkelt, 8 mm von der Spitze (Bishop Harmon) Spitze in der horizontalen Ebene abgeflacht 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 19 G x 1" 1,1 x 25 mm Art.-Nr. M9280		STERILE
		Spülkanüle 30° angewinkelt, 6,5 mm von der Spitze Spitze in der horizontalen Ebene abgeflacht 10 Stück Hersteller: Sterimedix	16 G x 1" 1,6 x 25 mm Art.-Nr. M9281		STERILE









Geformte Irrigations-Zystotome

Irrigations-Zystotome wurden entworfen für die Kapsulorhexis sowie für die Kapsulotomie mit interkapsulären/endokapsulären und Dosenöffner-Techniken. Geformte Zystotome sind so gestaltet dass sie der Linsenform entsprechen. Kurze gebogene Zystotome sind besser für tiefer liegende Augen oder kleine Pupillen geeignet.

 	Zystotom, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 30 G x 1 ⁵ / ₈ " 0,3 x 16 mm Art.-Nr. M3630	 STERILE
	Zystotom, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 27 G x 5/8" 0,4 x 16 mm Art.-Nr. M3610B	 STERILE
	Zystotom, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 5/8" 0,5 x 16 mm Art.-Nr. M3610	 STERILE
	Zystotom, kurze Spitze, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 5/8" 0,5 x 16 mm Art.-Nr. M3610S	 STERILE
	Zystotom, Seitenschnitt, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 5/8" 0,5 x 16 mm Art.-Nr. M3602	 STERILE
 	Zystotom 35° angewinkelte Spitze, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 5/8" 0,5 x 16 mm Art.-Nr. M3610C	 STERILE
 	Zystotom, kurz gebogen, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 27 G x 5/8" 0,4 x 16 mm Art.-Nr. M3627A	 STERILE
	Zystotom, kurz gebogen, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 5/8" 0,5 x 16 mm Art.-Nr. M3627	 STERILE
 	Zystotom, angewinkelt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 27 G x 5/8" 0,4 x 16 mm Art.-Nr. M3626	 STERILE
	Zystotom, angewinkelt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 5/8" 0,5 x 16 mm Art.-Nr. M3626A	 STERILE
 	Zystotom, umgekehrte Spitze, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 5/8" 0,5 x 16 mm Art.-Nr. M3629	 STERILE
 	Langes Zystotom, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm Art.-Nr. M3615	 STERILE



























Geformte Kapsulorhexis Zystotome










Kapsulorhexis Zystotome haben eine spezielle Spitze die eine größere Kontrolle über den Flap beim Ausführen der kontinuierlichen runden Kapsulotomien bieten.







 	Zystotom, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 27 G x 5/8" 0,4 x 16 mm Art.-Nr. M3000F	 STERILE
	Zystotom, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 5/8" 0,5 x 16 mm Art.-Nr. M3000G	 STERILE
 	Zystotom, kurz gebogen, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 27 G x 5/8" 0,4 x 16 mm Art.-Nr. M3000E	 STERILE
	Zystotom, kurz gebogen, geformt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 5/8" 0,5 x 16 mm Art.-Nr. M3000D	 STERILE







Hydrodissektions-Kanülen







Eine Reihe von Kanülen deren Spitzen entworfen wurden um Flüssigkeiten zur Unterstützung der Trennung des Kortex vom Linsen-kern und der Kapsel zuzuführen.

		Hydrodissektor 2 mm angewinkelte, spitz zulaufende Spitze (Akahoshi)	● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm
		Hydrodissektor Gebogen, abgeflachte Spitze in der vertikalen Ebene (Sauter)	● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm
		Hydrodissektor Gebogen, abgeflachte Spitze in der vertikalen Ebene (Sauter)	● 25 G x 7/8" 0,5 x 22 mm
		Hydrodissektor Gebogen, abgeflachte Spitze in der horizontalen Ebene (Helsinki)	● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm
		Hydrodissektor Gebogen, abgeflachte Spitze in der horizontalen Ebene (Helsinki)	● 25 G x 7/8" 0,5 x 22 mm
		Hydrodissektor Gebogen, abgeflachte Spitze in der vertikalen Ebene (Kellan)	● 25 G x 7/8" 0,5 x 22 mm
		Hydrodissektor Gebogen, 7 mm von der Spitze angewinkelt Die Spitze läuft spitz zu und ist in der horizontalen Ebene abgeflacht	● 30 G x 7/8" 0,3 x 22 mm
		Hydrodissektor Gebogen, 9 mm von der Spitze angewinkelt Die Spitze läuft spitz zu und ist in der horizontalen Ebene abgeflacht	● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm
		Hydrodissektor Gebogen, 7 mm von der Spitze angewinkelt Die Spitze läuft spitz zu und ist in der horizontalen Ebene abgeflacht	● 25 G x 7/8" 0,5 x 22 mm
		Hydrodissektor Gebogen, abgerundete Spitze	● 27 G x 3/4" 0,4 x 22 mm
		Hydrodissektor 90° angewinkelte Spitze, in der vertikalen Ebene abgeflacht (Chang)	● 27 G x 3/4" 0,4 x 19 mm
		Hydrodissektor 8 mm von der Spitze 30° angewinkelt, 4mm von der Spitze abgeflacht Tip in der horizontalen Ebene abgeflacht (Mackool)	● 23 G x 7/8" 0,64 x 22 mm
		Hydrodissektor Runde Spitze, 1,75 mm breit, J-förmige Spitze	● 25 G x 7/8" 0,5 x 22 mm

Kortikale Spaltkanülen		
		Kortikal gespaltener Hydrodissektor auf 3 mm verjüngende Spitze, 1 mm der Spitze ist um 45° angewinkelt ● 25 G x 7/8" 0,5 x 22 mm 10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M3908  STERILE
		Kortikal gespaltener Hydrodissektor 11 mm der Spitze sind um 45° angewinkelt 2,75 mm der Spitze sind in der horizontalen Ebene abgeflacht ● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm 10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M3911  STERILE
		Kortikal gespaltener Hydrodissektor 11 mm der abgerundeten Spitze sind um 45° angewinkelt ● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm 10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M3911A  STERILE

























Hydrodelierungskanülen		
		Hydrodelineator auf 0,3 mm zulaufende konische Spitze, 45° angewinkelt, 4,5 mm von der Spitze ● 25 G x 7/8" 0,5 x 22 mm 10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M3907  STERILE
		Hydrodelineator gebogen, auf 0,3 mm zulaufende konische Spitze ● 25 G x 7/8" 0,5 x 22 mm 10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M3921  STERILE

Viskoexpressionskanülen		
Die Form erlaubt das Einführen der Kanülen unter den Nukleus um diese mit Viskoelastikum auszudrücken		
		Viskoexpressionskanüle flache Spitze, 2 mm von der Spitze angewinkelt (Corydon) ● 25 G x 7/8" 0,81 x 22 mm 10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M3899  STERILE
		Viskoexpressionskanüle Runde Spitze, 1,8 mm von der Spitze angewinkelt (Corydon) ● 25 G x 7/8" 0,5 x 22 mm 10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M3899A  STERILE

Kern-Entfernungs-Kanülen		
Spülende Brechisen (Vectis) sind konzipiert für das Spülen und Entfernen des Nukleus und der größeren Teile der kortikalen Trümmer während die Vorderkammertiefe erhalten wird.		
		Spülende Vectis, 5 mm breit, Einzelöffnung ● 25 G x 1 1/2" 0,5 x 38 mm 10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M4619  STERILE
		Spülende Vectis, 5 mm breit, Doppelöffnung ● 25 G x 1 1/2" 0,5 x 38 mm 10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M4620  STERILE







Kortex-Entfernungs-Kanülen

Zum Absaugen von Kortextrümmern wenn die Kammer mit einem vorderen Kammererhalter oder viskoelastischer Substanz erhalten ist. Die "J" geformten Kanülen wurden entworfen um die Iris zurückzunehmen und schwer erreichbares Kortex zwischen der 10 und 2 Uhr Position einzusaugen.

		Kortex Extraktor 0,3 mm Spitzenöffnung 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 7/8" 0,64 x 22 mm Art.-Nr. M6576		STERILE
		Kortex Extraktor 0,3 mm Spitzenöffnung 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 5/8" 0,64 x 16 mm Art.-Nr. M6575		STERILE
		Kortex Extraktor 0,4 mm Spitzenöffnung 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 5/8" 0,64 x 16 mm Art.-Nr. M6575A		STERILE
		Kortex Extraktor 0,3 mm Spitzenöffnung 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 5/8" 0,64 x 16 mm Art.-Nr. M6575B		STERILE
		Kortex Extraktor 0,3 mm Spitzenöffnung 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 1/2" 0,64 x 12,5 mm Art.-Nr. M6576A		STERILE
		Kortex Extraktor 0,3 mm abgeschrägte Endöffnung (Charleux) 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 5/8" 0,64 x 16 mm Art.-Nr. M6594		STERILE
		Kortex Extraktor 0,3 mm abgeschrägte Endöffnung (Charleux) 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 24 G x 1/2" 0,56 x 12,5 mm Art.-Nr. M6596		STERILE
		Kortex Extraktor 0,3 mm abgeschrägte Endöffnung (Charleux) 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 1/2" 0,64 x 12,5 mm Art.-Nr. M6595		STERILE





Kapsel-Polier-Kanülen

Konzipiert für das Polieren und Reinigen des Kapselsacks vom restlichen Kortex. Mikrogeätzte Kanülen sind leicht aufgeraut für sanftes Polieren.

		Kapselpolierer 9 mm der Spitze angewinkelt, Aspiration durch 0,3 mm Seitenöffnung, Mikrogeätzte Spitze 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 7/8" 0,64 x 22 mm Art.-Nr. M8604A		STERILE
		Kapselpolierer 12,5 mm der Spitze angewinkelt, Aspiration durch 0,3 mm Seitenöffnung, Mikrogeätzte Spitze 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 21 G x 1" 0,81 x 25 mm Art.-Nr. M8604		
		Kapsel Scraper 0,5 und 0,7 mm von der Spitze angewinkelt, Mikrogeätztes distales Ende 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 7/8" 0,64 x 22 mm Art.-Nr. M8645		STERILE

Silikonbeschichtete Polierer

Silikonüberzogene Kanülen bieten ein sanftes Polieren und atraumatisches Einführen und Entfernen.

		Silikonbeschichteter Polierer Angewinkelt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm Art.-Nr. M8605		STERILE
		Silikonbeschichteter Polierer Angewinkelt 10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 7/8" 0,64 x 22 mm Art.-Nr. M8605A		STERILE