






Mit über 25 Jahren Erfahrung werden die Kanülen in Großbritannien hergestellt. Die einmal verwendbaren Produkte sind einzeln steril verpackt und werden in einer kompakten Außenverpackung geliefert.



















Anästhesie-Kanülen

Zur Injektion von Anästhetikum zwischen Capsula Tenoni und Sklera.

	Sub-Tenon Kanüle Gebogen mit abgeflachter Spitze  10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 19 G x 1" 1,1 x 25 mm Art.-Nr. M0278	 STERILE
	Sub-Tenon Kanüle Gebogen mit abgeflachter Spitze  10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 20 G x 1" 0,9 x 25 mm Art.-Nr. M0279	 STERILE

Anästhesie-Nadeln

Zur Injektion von Anästhetikum um den Augapfel.

	Retrobulbär, drei Facetten  10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 1 1/2" 0,5 x 38 mm Art.-Nr. M0275	 STERILE
	Retrobulbär (Atkinson)  10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 1 1/2" 0,5 x 38 mm Art.-Nr. M0637	 STERILE
	Retrobulbär (Atkinson)  10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 1 1/2" 0,64 x 38 mm Art.-Nr. M0638	 STERILE
	Peribulbär (Atkinson)  10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 27 G x 1 1/4" 0,4 x 32 mm Art.-Nr. M0641A	 STERILE
	Peribulbär (Atkinson)  10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 1 1/4" 0,5 x 32 mm Art.-Nr. M0642	 STERILE
	Peribulbär (Atkinson)  10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 23 G x 1 1/4" 0,64 x 32 mm Art.-Nr. M0643	 STERILE
	Peribulbär (Atkinson)  10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm Art.-Nr. M0641	 STERILE
	Peribulbär (Atkinson)  10 Stück Hersteller: Sterimedix	● 25 G x 7/8" 0,5 x 22 mm Art.-Nr. M0642A	 STERILE