



Zubehör für Vacuklav 44B+ Evolution

	<p>MELAstore® Box 100 - ME01191 Zur Aufnahme von einem MELAstore® Tray 100 oder 2 MELAstore® Tray 50 Breite: 19 cm x Länge: 31,2 cm x Höhe: 4,6 cm Hersteller: MELAG 1 Stück W20-Art.-Nr. 10038680</p>
	<p>MELAstore® Box 200 - ME01192 Zur Aufnahme von einem MELAstore® Tray 200 Breite: 19 cm x Länge: 31,2 cm x Höhe: 6,5 cm Hersteller: MELAG 1 Stück W20-Art.-Nr. 10043217</p>
	<p>MELAstore® Einmal-Papierfilter - ME01194 Hersteller: MELAG 100 Stück W20-Art.-Nr. 10043346</p>
	<p>MELAstore® Dauerfilter - ME01193 für je bis zu 1.000 Zyklen Hersteller: MELAG 2 Stück W20-Art.-Nr. 10043957</p>
	<p>Sterilisierbehälter Für die kontaminationsgeschützte Lagerung von Sterilgut. Unterteil aus eloxiertem Aluminium und Oberteil aus Edelstahl. Die Sterilisierbehälter sind in Boden und Deckel gelocht und werden mit Einmal-Papierfiltern ausgestattet. Im Lieferumfang sind 100 Einmal-Papierfilter enthalten. Hersteller: MELAG 1 Stück Länge & Breite & Höhe Typ 23M 42 cm x 16 cm x 6,0 cm W20-Art.-Nr. 10025028 Typ 23G 42 cm x 16 cm x 12,0 cm W20-Art.-Nr. 10025020 Typ 28M 32 cm x 16 cm x 6,0 cm W20-Art.-Nr. 10027593 Typ 28G 32 cm x 16 cm x 12,0 cm Art.-Nr. 01285</p>
	<p>Einmalcontainerfilter mit Indikator, 4-fach Lochbohrung und Druck, 3FCZB470511, 365 mm x 131 mm, passend für Sterilgutkassette 23M und 23G Hersteller: Vereinigte Papierwarenfabriken 500 Stück W20-Art.-Nr. 10043893</p>
	<p>Deckeldichtung für Container 23M 1180 mm, geklebte Version Hersteller: MELAG 1 Stück W20-Art.-Nr. 10028805</p>
	<p>Anwendbar für alle gängigen Containersysteme mit Verschlussöse. Größe 125 mm x 45 mm (gefaltet: 62,5 mm x 45 mm), Steg: 2,5 mm x 70 mm, mit STEAM-Indikator und Dokumentationsfeld Hersteller: Stericlin 500 Stück Art.-Nr. 3FCZB460110</p>
	<p>Größe 80 mm x 40 mm (gefaltet: 40 mm x 40 mm), Steg: 2,5 mm x 70 mm, mit STEAM-Indikator, ohne Dokumentationsfeld Hersteller: Stericlin 500 Stück W20-Art.-Nr. 10031188</p>
	<p>Klarsichtschlauch ohne Seitenfalte aus Papier und Folie Das sterilisationsfeste 70 g/m² starke Kraftpapier bildet eine wirksame Barriere gegen Keime, ist aber gleichzeitig durchlässig für Luft, Dampf und Sterilisationsgase. Drei aufgedruckte Indikatoren außerhalb des Füllbereichs: STEAM, EO und FORM. Hersteller: Stericlin 200 m pro Rolle 1 Rolle 5 cm Breite W20-Art.-Nr. 10031010 1 Rolle 7,5 cm Breite W20-Art.-Nr. 10031011 1 Rolle 10 cm Breite W20-Art.-Nr. 10031012 1 Rolle 15 cm Breite W20-Art.-Nr. 10031013 1 Rolle 20 cm Breite W20-Art.-Nr. 10031014 1 Rolle 25 cm Breite W20-Art.-Nr. 10031015</p>