



Kapselpolierer

Zum Polieren und Entfernen von verbliebenen Kortexresten aus dem Kapselsack in Vorbereitung des Einsetzens der intraokularen Linse.


	<p>Kapselpolierer, seitliche Öffnung 7 mm angewinkelte Spitze (37°), seitliche Öffnung 0,3 mm 3 mm sandgestrahltes geschlossenes distales Ende 1 VPE (10 Stück) 21 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 6000 23 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 6001</p> <p style="text-align: right;">⊗ STERILE</p>
	<p>Kapselpolierer, offenes Ende 7 mm angewinkelte Spitze (37°) 3 mm sandgestrahltes distales Ende 1 VPE (10 Stück) 21 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 6002 23 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 6003</p> <p style="text-align: right;">⊗ STERILE</p>
	<p>Polierer hintere Kapsel 12 mm angewinkelte Spitze (45°), 2 mm sandgestrahltes distales Ende, 90° angewinkelt 1 VPE (10 Stück) 23 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 6005</p> <p style="text-align: right;">⊗ STERILE</p>
	<p>Kapselpolierer mit Silikonspitze - Abzieher Entwickelt zum Polieren und Reinigen der hinteren Kapsel einschließlich des äquatorialen Bereichs, vor dem Einsetzen der Intraokularlinse. 1 VPE (10 Stück) ⊗ STERILE</p> <p>7 mm angewinkelte Spitze (32°), 10 mm Silikonschlauch 0,5 mm (0,020") Innen Ø x 0,95 mm (0,037") Außen Ø 23 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 6006</p> <p>7 mm angewinkelte Spitze (32°), 10 mm Silikonschlauch 0,3 mm (0,012") Innen Ø x 0,6 mm (0,025") Außen Ø 27 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 6007</p> <p>9 mm angewinkelte Spitze (32°), 12 mm Silikonschlauch 0,5 mm (0,020") Innen Ø x 0,95 mm (0,037") Außen Ø 23 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 6008</p>

Hersteller für alle Produkte dieser Seite: Anodyne Surgical

Kanülen



Olivenförmige Kanülen / Kapselpolierer



Alpha-Chymotrypsin/Kanüle m. olivenförmiger Spitze/Kapselpolierer
Gebogen, Bauchige, glatte Spitze

1 VPE (10 Stück)

23 G x 22 mm ($\frac{7}{8}$ ")

Art.-Nr. 8501



STERILE

25 G x 28 mm ($1\frac{1}{8}$ ")

Art.-Nr. 8500

Gebogen, Bauchige, sandgestrahlte (raue) Spitze

1 VPE (10 Stück)

23 G x 22 mm ($\frac{7}{8}$ ")

Art.-Nr. 8501S



STERILE

25 G x 28 mm ($1\frac{1}{8}$ ")

Art.-Nr. 8500S

10 mm abgewinkelt, bauchige, sandgestrahlte (raue) Spitze

1 VPE (10 Stück)

23 G x 10 mm Biegung

Art.-Nr. 8503



STERILE

Bild zeigt sandgestrahlte (raue) Spitze

Hersteller für alle Produkte dieser Seite: Anodyne Surgical