



## W2O Basis Katarakt-Set

Standard-Basisset für die Kataraktchirurgie. Ideal ergänzt mit einem Instrumentenset (siehe Seite 27 ff.).

Inhalt:

- 1x Einschlag 145 x 112 cm, Laminat
- 1x Abdecksystem 160 x 160 cm, SMS
- 1x Abdecktuch 75 x 90 cm, Biplex
- 2x Armboards 75 x 35 cm, Biplex mit Tape
- 1x Omnifix Spritze 2,5 ml Luer Lock 3-teilig, zentrisch
- 1x Omnifix Spritze 5 ml Luer Lock 3-teilig, zentrisch
- 2x Wattestäbchen 15 cm, kleiner Kopf, Holzgriff
- 2x Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 6fach



10 Sets



**STERILE**

Hersteller: M.E.D Medical Products GmbH

W2O Basis Katarakt-Set

W2O-Art.-Nr. 10041651