








































Hydrodissektions-Kanülen

Eine Reihe von Kanülen deren Spitzen entworfen wurden um Flüssigkeiten zur Unterstützung der Trennung des Kortex vom Linsen-kern und der Kapsel zuzuführen.

		Hydrodissektor 2 mm angewinkelte, spitz zulaufende Spitze (Akahoshi)	● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm
		10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M3919	 STERILE
		Hydrodissektor Gebogen, abgeflachte Spitze in der vertikalen Ebene (Sauter)	● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm
		10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M2273C	 STERILE
		Hydrodissektor Gebogen, abgeflachte Spitze in der vertikalen Ebene (Sauter)	● 25 G x 7/8" 0,5 x 22 mm
		10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M2273D	 STERILE
		Hydrodissektor Gebogen, abgeflachte Spitze in der horizontalen Ebene (Helsinki)	● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm
		10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M2273E	 STERILE
		Hydrodissektor Gebogen, abgeflachte Spitze in der horizontalen Ebene (Helsinki)	● 25 G x 7/8" 0,5 x 22 mm
		10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M2273F	 STERILE
		Hydrodissektor Gebogen, abgeflachte Spitze in der vertikalen Ebene (Kellan)	● 25 G x 7/8" 0,5 x 22 mm
		10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M2274	 STERILE
		Hydrodissektor Gebogen, 7 mm von der Spitze angewinkelt Die Spitze läuft spitz zu und ist in der horizontalen Ebene abgeflacht	● 30 G x 7/8" 0,3 x 22 mm
		10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M3992	 STERILE
		Hydrodissektor Gebogen, 9 mm von der Spitze angewinkelt Die Spitze läuft spitz zu und ist in der horizontalen Ebene abgeflacht	● 27 G x 7/8" 0,4 x 22 mm
		10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M3902	 STERILE
		Hydrodissektor Gebogen, 7 mm von der Spitze angewinkelt Die Spitze läuft spitz zu und ist in der horizontalen Ebene abgeflacht	● 25 G x 7/8" 0,5 x 22 mm
		10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M3900	 STERILE
		Hydrodissektor Gebogen, abgerundete Spitze	● 27 G x 3/4" 0,4 x 22 mm
		10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M2273H	 STERILE
		Hydrodissektor 90° angewinkelte Spitze, in der vertikalen Ebene abgeflacht (Chang)	● 27 G x 3/4" 0,4 x 19 mm
		10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M3904	 STERILE
		Hydrodissektor 8 mm von der Spitze 30° angewinkelt, 4mm von der Spitze abgeflacht Tip in der horizontalen Ebene abgeflacht (Mackool)	● 23 G x 7/8" 0,64 x 22 mm
		10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M3912	 STERILE
		Hydrodissektor Runde Spitze, 1,75 mm breit, J-förmige Spitze	● 25 G x 7/8" 0,5 x 22 mm
		10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M3906A	 STERILE