




Viskoexpressionskanülen

Die Form erlaubt das Einführen der Kanülen unter den Nukleus um diese mit Viskoelastikum auszudrücken



Viskoexpressionskanüle
Flache Spitze, 2 mm von der Spitze angewinkelt (Corydon) ● 25 G x 7/8" 0,81 x 22 mm
10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M3899



STERILE



Viskoexpressionskanüle
Runde Spitze, 1,8 mm von der Spitze angewinkelt (Corydon) ● 25 G x 7/8" 0,5 x 22 mm
10 Stück Hersteller: Sterimedix Art.-Nr. M3899A



STERILE