

## Einmal verwendbare, bimanuelle I/A-Handstücke mit Flugzeugnasen-Design

Diese klassischen I/A-Handgriffe sind weltweit bekannt und werden von den Operateuren geschätzt. Die gebogenen Irrigations- und Aspirationskanülen mit elegantem Flugzeugnasen-Design lassen sich mühelos durch die kleinsten Parazentesen einführen. Gleichzeitig wurde das Design der inneren Lumina für die maximale Größe ausgelegt - für eine effiziente Kapselpolitur bei einer stabilen Vorderkammer. Der Tip der Aspirationskanüle ist für die Kapselpolitur aufgeraut.

|   |   |
|---|---|
| <p>AEROPLANE-shape</p>  | <p>Größe 21 G/0,8 mm; Inzisionsgröße 1,1 mm<br/>                 Raue Aspirationskanüle in Flugzeugnasen-Design, 0,35 mm Aspirationsöffnung<br/>                 Vorn offene Irrigationskanüle; 1 Irrigationsport mit 0,5 mm<br/>  10 Paar Handstücke Hersteller: Medigel Art.-Nr. SBS105  <b>STERILE</b></p>                 |
|   | <p>Größe 21 G/0,8 mm; Inzisionsgröße 1,1 mm<br/>                 Raue Aspirationskanüle mit Flugzeugnasen-Design, 0,35 mm Aspirationsöffnung<br/>                 Irrigationskanüle in Flugzeugnasen-Design; 2 Irrigationsports mit 0,45 mm<br/>  10 Paar Handstücke Hersteller: Medigel Art.-Nr. SBS110A  <b>STERILE</b></p> |
|   | <p>Größe 22 G/0,7 mm; Inzisionsgröße 1,0 mm<br/>                 Raue Aspirationskanüle in Flugzeugnasen-Design, 0,35 mm Aspirationsöffnung<br/>                 Irrigationskanüle in Flugzeugnasen-Design; 2 Irrigationsports mit 0,45 mm<br/>  10 Paar Handstücke Hersteller: Medigel Art.-Nr. SBS122A  <b>STERILE</b></p>  |
|   | <p>Größe 23 G/0,65 mm; Inzisionsgröße 0,8 mm<br/>                 Raue Aspirationskanüle in Flugzeugnasen-Design, 0,30 mm Aspirationsöffnung<br/>                 Irrigationskanüle in Flugzeugnasen-Design; 2 Irrigationsports mit 0,35 mm<br/>  10 Paar Handstücke Hersteller: Medigel Art.-Nr. SBS123A  <b>STERILE</b></p> |