





### ARTISAN® Aphakia Model 205

Basierend auf der langen Erfahrung der Irisfixierung ist die ARTISAN® Aphakia IOL Model 205 ein prognostizierbares, sicheres, hoch präzises Implantat das das Auge korrigiert wenn dies nicht durch andere Maßnahmen möglich ist.

Material	PMMA CQ-UV mit UV-Schutz					
Optikdesign	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bikonvex</li> <li>• Convex-Plan für die Stärken +3,0 dpt bis +9,0 dpt</li> <li>• Monofokal</li> </ul>					
Optikdurchmesser	5,0 mm					
Gesamtdurchmesser	8,5 mm					
Haptikwinkel	Flexible Bügel für Irisfixierung					
Theoretische A-Konstante (A-Scan)	115,0					
Vorderkammertiefe	3,3 mm					
Dioptrienbereich	<ul style="list-style-type: none"> <li>• +10,0 dpt bis +14,0 dpt (in 1 dpt Schritten)</li> <li>• +14,5 dpt bis +24,5 dpt (in 0,5 dpt Schritten)</li> <li>• +25,0 dpt bis +30,0 dpt (in 1 dpt Schritten)</li> </ul> Auf Anfrage: <ul style="list-style-type: none"> <li>• +2,0 dpt bis +10,0 dpt</li> </ul>					
Optimierte IOL Konstanten für optische Biometrie*	nominal	Haigis	HofferQ	Holl. 1	SRK/T	SRK II
	115,0	a0=-0,160 a1=0,400 a2=0,100	pACD=3,62	sf=-0,08	A=115,7	A=115,7
	Barrett					
	LF=0,15 DF=0					
Optimierte IOL Konstanten für optische Biometrie bei Retropupillarer Fixierung*	Akkustisch	Haigis	HofferQ	Holl. 1	SRK/T	SRK II
	116,8	a0=-0,250 a1=0,400 a2=0,100	pACD=4,34	sf=0,54	A=116,9	A=116,8
	Barrett					
	LF=0,78 DF=0					
Inzisionsgröße	5,5 mm					
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Irisfixation</li> <li>• Eine Größe passend für alle Augen</li> <li>• Lange klinische Erfahrung</li> <li>• Prognostizierbar, stabil, zuverlässig</li> <li>• Auch einsetzbar für die retro-pupillare Fixierung</li> <li>• Konsignationslager können zur Verfügung gestellt werden</li> </ul>					
 Hersteller: Ophtec	1 Stück					 <b>STERILE</b>

\* Herstellerangabe

### Implantationspinzette für ARTISAN® Aphakia Model 205

Diese Implantationspinzette wird für die Fixation der Linsenoptik während der Enklavationsprozedur genutzt.



Implantationspinzette DO2-74 ARTISAN, Standard, wiederverwendbar  
 1 Stück Hersteller: Ophtec W2O-Art.-Nr. 10030729