

Silikonbürsten-Kanülen



Silikonbürste Silikon erweitert das Ende der Spitze um 0,7 mm	● 25 G x 1 ³ / ₈ " 0,5 x 35 mm
 10 Stück Hersteller: Sterimedix	Art.-Nr. M4449  STERILE
Silikonbürste Silikon erweitert das Ende der Spitze um 0,7 mm	● 23 G x 1 ¹ / ₄ " 0,64 x 32 mm
 10 Stück Hersteller: Sterimedix	Art.-Nr. M4459  STERILE
Silikonbürste Silikon erweitert das Ende der Spitze um 1,25 mm	● 20 G x 1 ¹ / ₄ " 0,9 x 32 mm
 10 Stück Hersteller: Sterimedix	Art.-Nr. M4475  STERILE

Kanülen mit weicher Spitze



Kanüle mit weicher Spitze Silikon erweitert das Ende der Spitze um 1 mm über das Kanülenende hinaus	● 25 G x 1 ¹ / ₄ " 0,5 x 32 mm
 10 Stück Hersteller: Sterimedix	Art.-Nr. M4456  STERILE
Kanüle mit weicher Spitze Silikon erweitert das Ende der Spitze um 2 mm über das Kanülenende hinaus	● 23 G x 1 ¹ / ₄ " 0,64 x 32 mm
 10 Stück Hersteller: Sterimedix	Art.-Nr. M4458  STERILE
Kanüle mit weicher Spitze Silikon erweitert das Ende der Spitze um 1 mm über das Kanülenende hinaus	● 20 G x 1 ¹ / ₄ " 0,9 x 32 mm
 10 Stück Hersteller: Sterimedix	Art.-Nr. M4457  STERILE