





I/A-Kanülen





Zur sanften Injektion von Flüssigkeiten.

Die Irrigation erfolgt über eine Kanüle mit offenem Ende. Die Aspiration wird durch seitlich an der Kanüle befestigte flexible Schläuche bereitgestellt.

 <p>STANDARD (TOP VIEW) (SIDE VIEW) REVERSE</p>	<p>I/A-Kanüle, doppelter Lauf, gebogen 30,5 cm (12") Silikonschläuche: 0,75 mm (0,03") Innen Ø; 1,65 mm (0,065") Außen Ø 1 VPE (10 Stück) Doppelter Lauf, gebogen, 0,3 mm Seitenöffnung 23 G / 23 G x 16 mm (5/8") Art.-Nr. 3003 Doppelter Lauf, gebogen, 0,4 mm Seitenöffnung 23 G / 23 G x 16 mm (5/8") Art.-Nr. 3003A Doppelter Lauf, gebogen, 0,3 mm Seitenöffnung 23 G / 23 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 3003L Umgekehrter Lauf, gebogen, 0,3 mm Seitenöffnung 23 G / 23 G x 16 mm (5/8") Art.-Nr. 3004</p> <p style="text-align: right;">  STERILE </p>
--	--

Kanülen zur Kortextentfernung

Zur Absaugung von Kortex während der Kataraktoperation. Zum Absaugen wenn die Kammer mit einem Viskoelastikum, Vorderkammererhalter oder einer anderen unabhängigen Quelle aufrechterhalten wird.

	<p>Kortex Extraktor (Simcoe) Gebogen, 0,3 mm Seitenöffnung 1 VPE (10 Stück) 23 G x 16 mm (5/8") Art.-Nr. 3005 23 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 3006</p> <p style="text-align: right;">  STERILE </p>
	<p>Kortex Extraktor (Charleaux) Gebogen 1 VPE (10 Stück) 32 G x 13 mm (1/2") Art.-Nr. 3007</p> <p style="text-align: right;">  STERILE </p>

Hersteller für alle Produkte dieser Seite: Anodyne Surgical



Kanülen zur Kortextentfernung / J-förmige Kanülen

Die Spitze dieser Kanüle ist speziell für die Kortextentfernung geformt. Für die Entfernung von Kortex zwischen 10 und 2 Uhr entwickelt.

	J-förmige Kanüle, 2 mm Höhe x 2 mm Breite 1 VPE (10 Stück) 21 G x 22 mm ($\frac{7}{8}$ ") Art.-Nr. 4006 23 G x 22 mm ($\frac{7}{8}$ ") Art.-Nr. 4004		STERILE
	J-förmige Kanüle, 1,5 mm Höhe x 1,75 mm Breite 1 VPE (10 Stück) 25 G x 22 mm ($\frac{7}{8}$ ") Art.-Nr. 4003		STERILE
	J-förmige Kanüle, 1,5 mm Höhe x 1,5 mm Breite 1 VPE (10 Stück) 27 G x 22 mm ($\frac{7}{8}$ ") Art.-Nr. 4001 30 G x 22 mm ($\frac{7}{8}$ ") Art.-Nr. 4000		STERILE
	Mikro J-förmige Kanüle (Hessburg) 0,85 mm Länge x 1,7 mm Breite 1 VPE (10 Stück) 25 G x 22 mm ($\frac{7}{8}$ ") Art.-Nr. 4003M		STERILE
	J-förmige Kanüle, 2 mm Höhe x 2 mm Breite, 10 mm um 45° angewinkelter Tip 1 VPE (10 Stück) 25 G x 22 mm ($\frac{7}{8}$ ") Art.-Nr. 4003-10 23 G x 22 mm ($\frac{7}{8}$ ") Art.-Nr. 4004-10		STERILE
	J-förmige Kanüle (Binkhorst) 1,5 mm Höhe x 1,75 mm Breite 12 mm um 18° nach links oder rechts angewinkelter Tip 1 VPE (10 Stück) 25 G x 22 mm ($\frac{7}{8}$ ") Art.-Nr. 4003-17L 25 G x 22 mm ($\frac{7}{8}$ ") Art.-Nr. 4003-17R		STERILE

Hersteller für alle Produkte dieser Seite: Anodyne Surgical