



Extrusionskanülen


	<p>Extrusionskanüle, gerade, abgerundete stumpfe Spitze 1 VPE (10 Stück) 19 G x 25 mm (1") Art.-Nr. 9011SB STERILE 20 G x 25 mm (1") Art.-Nr. 9010SB 19 G x 25 mm (7/8") Art.-Nr. 9012SB</p>
<p>Bild zeigt abgewinkelte, verjüngende Spitze</p>	<p>Extrusionskanüle, verjüngend, abgerundete stumpfe Spitze 1 VPE (10 Stück) 4 mm vom Ende auf 23 G verjüngend, gerade STERILE 19 G x 25 mm (1") Art.-Nr. 9011ST 4 mm vom Ende auf 25 G verjüngend, gerade Art.-Nr. 9010ST 20 G x 25 mm (1") 4 mm vom Ende auf 23 G verjüngend, abgewinkelt 19 G x 25 mm (1") Art.-Nr. 9011AT 4 mm vom Ende auf 25 G verjüngend, abgewinkelt 20 G x 25 mm (1") Art.-Nr. 9010AT</p>
<p>Bild zeigt abgewinkelte, verjüngende Spitze</p>	<p>Extrusionskanüle mit Silikonhülle Silikonhülle ragt 8 mm über Spitze hinaus, individuell kürzbar; Innen Ø 0,3 mm (0,012"), Außen Ø 0,6 mm (0,025") 1 VPE (10 Stück) 4 mm vom Ende auf 23 G verjüngend, gerade STERILE 19 G x 25 mm (1") Art.-Nr. 9011STS 4 mm vom Ende auf 25 G verjüngend, gerade Art.-Nr. 9010STS 20 G x 25 mm (1") 4 mm vom Ende auf 23 G verjüngend, abgewinkelt 19 G x 25 mm (1") Art.-Nr. 9011ATS 4 mm vom Ende auf 25 G verjüngend, abgewinkelt 20 G x 25 mm (1") Art.-Nr. 9010ATS</p>

Hersteller für alle Produkte dieser Seite: Anodyne Surgical

Kanülen



Kanüle für hochvisköse Flüssigkeiten



Kanüle für hochvisköse Flüssigkeiten (Peyman)
 45° abgeschrägte Spitze
 1 VPE (10 Stück)
 16 G x 9 mm ($\frac{3}{8}$ ") Art.-Nr. 9020
 Hersteller: Anodyne Surgical



STERILE




Injektionskanüle für visköse Flüssigkeiten
 1 VPE (5 Stück)
 Injektionskanüle 23 G Art.-Nr. AK-0521
 Injektionskanüle 25 G Art.-Nr. AK-0522
 Hersteller: AKTive



STERILE

Dual-Bore-Kanülen




Dual Bore Kanüle
 1 VPE (5 Stück)
 Dual Bore Kan. 20 G Art.-Nr. AK-0518
 Dual Bore Kan. 23 G Art.-Nr. AK-0519
 Dual Bore Kan. 25 G Art.-Nr. AK-0520
 Hersteller: AKTive



STERILE

Silikonbürsten-/Backflushkanülen



Backflush Kanüle, Universal Luer-Lock-Anschluss
 1 VPE (5 Stück)
 Bürstenspitze 20 G Art.-Nr. AK-0511
 Bürstenspitze 23 G Art.-Nr. AK-0514
 Bürstenspitze 25 G Art.-Nr. AK-0517
 Bürstenspitze 27 G Art.-Nr. AK-0525
 Hersteller: AKTive



STERILE



Backflush Kanüle, Universal Luer-Lock-Anschluss
 1 VPE (5 Stück)
 Weiche Spitze 20 G Art.-Nr. AK-0510
 Weiche Spitze 23 G Art.-Nr. AK-0513
 Weiche Spitze 25 G Art.-Nr. AK-0516
 Weiche Spitze 27 G Art.-Nr. AK-0524
 Hersteller: AKTive



STERILE



Backflush Kanüle, Universal Luer-Lock-Anschluss
 1 VPE (5 Stück)
 Standardspitze 20 G Art.-Nr. AK-0509
 Standardspitze 23 G Art.-Nr. AK-0512
 Standardspitze 25 G Art.-Nr. AK-0515
 Standardspitze 27 G Art.-Nr. AK-0523
 Hersteller: AKTive



STERILE

Kanülen



	<p>Subretinaler Injektor (Glaser) Distales Ende verjüngt auf 33 G x 3 mm, gebogen 1 VPE (10 Stück) 20 G x 25 mm (1") Art.-Nr. 9033 STERILE</p>
	<p>Subretinaler Injektor (Glaser) Distales Ende verjüngt auf 33 G x 3 mm, gerade 1 VPE (10 Stück) 20 G x 25 mm (1") Art.-Nr. 9034 STERILE</p>
	<p>MVR Kanüle (Glaser) Distales Ende verjüngt auf 33 G x 4 mm 1 mm von Spitze abgewinkelt 1 VPE (10 Stück) 20 G x 25 mm (1") Art.-Nr. 9035 STERILE</p>
	<p>Subretinale Kanüle (Lambert) Gebogenes distales Ende verjüngt auf 33 G x 7 mm 1 VPE (10 Stück) 20 G x 25 mm (1") Art.-Nr. 9036 STERILE</p>

Hersteller für alle Produkte dieser Seite: Anodyne Surgical

Kanülen