



Einmal verwendbares, koaxiales I/A Handstücke mit Soft-tip

Das Berühren des dünnen Kapselbeutels mit der Metallspitze herkömmlicher Instrumente erzeugt weder eine haptische noch eine optische Rückmeldung an den Chirurgen. Die Silikonspitze dieses Soft-Tip I/A kann sich biegen, sobald sie in den Kapselsack geschoben wird. Die sichtbare Biegespitze zeigt dem Chirurgen den Kontakt mit dem Kapselsack an. Die adhäsiven Materialeigenschaften von Silikon erleichtern das Kapselpolieren und reduzieren das Risiko eines Kapselsackrisses. Kompatibel mit allen Phakomaschinen.



Größe 21 G/0,8 mm; Inzisionsgröße 2,2 mm; 45° gewinkelte Aspirationskanüle
0,40 mm Aspirationsöffnung, Aspirationsspitze aus Silikon



10 Handstücke Hersteller: Medcel Art.-Nr. SMS390S



STERILE