

# EX SERIES

## EX Serie

Die EX Serie an Einmalmessern bietet eine schmale Winkelspitze für ein einfacheres Einstechen, ein spezielles Design der Messerfacetten zur Reduktion der Zugkräfte bei der Inzision und die bekannte 2,0 mm Sichtlinie. Dies alles führt zu einer sehr hohen Schärfe der Einmalmesser.

	 6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2340K	 <b>STERILE</b>
	 6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2341K	 <b>STERILE</b>
	 6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2342K	 <b>STERILE</b>
	 6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2350K	 <b>STERILE</b>
	 6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2351K	 <b>STERILE</b>
	 6 Messer Hersteller: Diamatrix Art.-Nr. 2352K	 <b>STERILE</b>