





### Lichtleiter




Mit diesen Lichtleitern wird das Operationsfeld im hinteren Augenabschnitt eindrucksvoll beleuchtet. Um das Licht wie vom Operateur gewünscht und benötigt in seiner Ausbreitung einzuschränken stehen verschiedene Varianten der Lichtleiter zur Verfügung. Über einen Farbcode lässt sich die Größe auf einen Blick ablesen. Bitte unten den passenden Anschluss entsprechend dem Hersteller und Gerätetyp identifizieren und die Artikelnummer auswählen.

### Standard Lichtleiter




		Standard Lichtleiter, erhältlich in mehreren Anschlussvarianten, siehe Seitenende Die Artikelnummer ist um den gewünschten Buchstaben zu ergänzen 6 Stück Hersteller: Aktive	Standard Lichtleiter 20 G ● Art.-Nr. AK-0420 <sup>1</sup> Standard Lichtleiter 23 G ● Art.-Nr. AK-0422 <sup>1</sup> Standard Lichtleiter 25 G ● Art.-Nr. AK-0424 <sup>1</sup> Standard Lichtleiter 27 G ● Art.-Nr. AK-0530 <sup>1</sup>	 <b>STERILE</b>
--	---	--	--	--

### Weitwinkel Lichtleiter


		Weitwinkel Lichtleiter Passend für Ruck Pentasys I / Pentasys II 5 Stück Hersteller: Microvision	LL RUCK W20-5169, 23 G W20-Art.-Nr. 10035486	 <b>STERILE</b>
--	---	--	--	--

		Weitwinkel Lichtleiter, erhältlich in mehreren Anschlussvarianten, siehe Seitenende Die Artikelnummer ist um den gewünschten Buchstaben zu ergänzen 6 Stück Hersteller: Aktive	Weitwinkel Lichtleiter 20 G ● Art.-Nr. AK-0421 <sup>1</sup> Weitwinkel Lichtleiter 23 G ● Art.-Nr. AK-0423 <sup>1</sup> Weitwinkel Lichtleiter 25 G ● Art.-Nr. AK-0425 <sup>1</sup>	 <b>STERILE</b>
--	---	--	---	--










### Abgeschirmter Weitwinkel Lichtleiter

		Erhältlich in mehreren Anschlussvarianten, siehe Seitenende Die Artikelnummer ist um den gewünschten Buchstaben zu ergänzen 6 Stück Hersteller: Aktive	Abgeschirmter Lichtleiter 20 G ● Art.-Nr. AK-0421 <sup>1</sup> Abgeschirmter Lichtleiter 23 G ● Art.-Nr. AK-0423 <sup>1</sup> Abgeschirmter Lichtleiter 25 G ● Art.-Nr. AK-0425 <sup>1</sup>	 <b>STERILE</b>
--	---	--	--	--



<sup>1</sup> Die oben bei den Artikeln genannte Artikelnummer ist erst mit dem Buchstaben für den Anschluss vollständig. Die Fotos zeigen wie der jeweilige Anschluss aussieht.










### Chandelier-Beleuchtung ohne Zubehör

		<p>Weitwinkel-Chandelier-Beleuchtung, abgewinkelt                      Erhältlich in mehreren Anschlussvarianten, siehe Seitenende                      Die Artikelnummer ist um den gewünschten Buchstaben zu ergänzen                      6 Stück Hersteller: AKtive                      Abgewinkelter Chandelier 20 G ● Art.-Nr. AK-0415/<sup>1</sup></p>		<b>STERILE</b>
		<p>Weitwinkel-Chandelier-Beleuchtung, gerade                      Erhältlich in mehreren Anschlussvarianten, siehe Seitenende                      Die Artikelnummer ist um den gewünschten Buchstaben zu ergänzen                      6 Stück Hersteller: AKtive                      Gerader Chandelier 23 G ● Art.-Nr. AK-0416/<sup>1</sup>                      Gerader Chandelier 25 G ● Art.-Nr. AK-0417/<sup>1</sup>                      Gerader Chandelier 27 G ● Art.-Nr. AK-0460/<sup>1</sup></p>		<b>STERILE</b>
		<p>Weitwinkel-Chandelier-Beleuchtung mit Doppelfaser, gerade                      Erhältlich in mehreren Anschlussvarianten, siehe Seitenende                      Die Artikelnummer ist um den gewünschten Buchstaben zu ergänzen                      6 Stück Hersteller: AKtive                      Gerader Chandelier 25 G ● Art.-Nr. AK-0472/<sup>1</sup>                      Gerader Chandelier 27 G ● Art.-Nr. AK-0471/<sup>1</sup></p>		<b>STERILE</b>

### Chandelier-Beleuchtung mit Zubehör

	<p>Diese vorgefertigten Sets enthalten die Weitwinkel-Chandelier-Beleuchtung, ein Trokar und einen Inserter.                      Erhältlich in mehreren Anschlussvarianten, siehe Seitenende                      Die Artikelnummer ist um den gewünschten Buchstaben zu ergänzen                      6 Stück Hersteller: AKtive                      Chandelier-Set 20 G ● Art.-Nr. AK-0414/<sup>1</sup>                      Chandelier-Set 23 G ● Art.-Nr. AK-0418/<sup>1</sup>                      Chandelier-Set 25 G ● Art.-Nr. AK-0419/<sup>1</sup></p>		<b>STERILE</b>
--	---	---	----------------

<sup>1</sup> Die oben bei den Artikeln genannte Artikelnummer ist erst mit dem Buchstaben für den Anschluss vollständig. Die Fotos zeigen wie der jeweilige Anschluss aussieht.

			
Anschluss A = Alcon	Anschluss B = Bausch & Lomb	Anschluss D = DORC	Anschluss S = Synergetics
			
Anschluss R = Ruck	Anschluss G = Geuder	Anschluss E = Oertli	