



## Retrobulbär- und Peribulbärkanülen

Kanülen für die Verabreichung von Anästhetika in den Muskelkegel des Auges:

	<p><b>Atkinson Retrobulbär</b>            1 VPE (10 Stück)            23 G x 38 mm (1-1/2") Art.-Nr. 0004H            25 G x 38 mm (1-1/2") Art.-Nr. 0003H            27 G x 38 mm (1-1/2") Art.-Nr. 0001H</p>		<b>STERILE</b>
	<p><b>Nicht Atkinson Retrobulbär</b>            1 VPE (10 Stück)            25 G x 38 mm (1-1/2") Art.-Nr. 0008            26 G x 38 mm (1-1/2") Art.-Nr. 0009            27 G x 38 mm (1-1/2") Art.-Nr. 0010</p>		<b>STERILE</b>
<p>Kanülen für die Verabreichung von Anästhetika außerhalb des Muskelkegels rund um den Globus, wodurch das Potenzial für intraokulare oder intradurale Injektionen minimiert wird.</p>			
	<p><b>Atkinson Peribulbär</b>            1 VPE (10 Stück)            23 G x 32 mm (1-1/4") Art.-Nr. 0004F            25 G x 32 mm (1-1/4") Art.-Nr. 0003F            27 G x 32 mm (1-1/4") Art.-Nr. 0001F</p>		<b>STERILE</b>
	<p><b>Atkinson Peribulbär</b>            1 VPE (10 Stück)            23 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 0004C            25 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 0003C            27 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 0001C</p>		<b>STERILE</b>
	<p><b>Atkinson Peribulbär</b>            1 VPE (10 Stück)            23 G x 16 mm (5/8") Art.-Nr. 0004A            25 G x 16 mm (5/8") Art.-Nr. 0003A</p>		<b>STERILE</b>
	<p><b>Nicht Atkinson Peribulbär</b>            1 VPE (10 Stück)            25 G x 25 mm (1") Art.-Nr. 0011</p>		<b>STERILE</b>
	<p><b>Nicht Atkinson Peribulbär</b>            1 VPE (10 Stück)            25 G x 22 mm (7/8") Art.-Nr. 0012</p>		<b>STERILE</b>
	<p><b>Nicht Atkinson Peribulbär</b>            1 VPE (10 Stück)            23 G x 16 mm (5/8") Art.-Nr. 0013            25 G x 16 mm (5/8") Art.-Nr. 0014            27 G x 16 mm (5/8") Art.-Nr. 0015            30 G x 16 mm (5/8") Art.-Nr. 0016</p>		<b>STERILE</b>

Hersteller für alle Produkte dieser Seite: Anodyne Surgical

## Kanülen



## Sub-Tenon Kanülen

Zur Verabreichung von Anästhetika in den hinteren Sub-Tenon-Raum:

	<p>Sub-Tenon Anästhesiekanüle, gebogen, abgeflachter Tip            1 VPE (10 Stück)            19 G x 25 mm (1")</p> <p>Art.-Nr. 0020</p> <p style="text-align: right;">⊗ <b>STERILE</b></p>
	<p>Sub-Tenon Anästhesiekanüle, gebogen, Triport            1 VPE (10 Stück)            21 G x 22 mm (<math>\frac{7}{8}</math>"            19 G x 32 mm (1")</p> <p>Art.-Nr. 0021            Art.-Nr. 0023</p> <p style="text-align: right;">⊗ <b>STERILE</b></p>
	<p>Sub-Tenon Anästhesiekanüle, 7 mm abgewinkelter Tip, Triport            1 VPE (10 Stück)            21 G x 22 mm (<math>\frac{7}{8}</math>"            19 G x 25 mm (1")</p> <p>Art.-Nr. 0022            Art.-Nr. 0024</p> <p style="text-align: right;">⊗ <b>STERILE</b></p>
	<p>Rous Sub-Tenon / Parabolbare Nadel, gebogen, extra scharf            Entwickelt von Dr. Stanley Rous, Fort Lauderdale, FL. Bei der sanft gebogenen Nadel befindet sich die Abschrägung auf der Innenseite der Biegung. Dies ermöglicht eine sichere Injektion von Anästhetika, Steroiden oder Antibiotika unter direkter Sicht. Die sanft gekrümmte und nach unten abgeschrägte Konfiguration reduziert erheblich das Risiko potenzieller Nadelkomplikationen im Vergleich zu langen retrobulbären oder peribulbären Nadeln, die einen blinden Durchgang erfordern und der Krümmung des Augapfels nicht folgen können.</p> <p>1 VPE (10 Stück)            25 G x 16 mm (<math>\frac{5}{8}</math>"</p> <p>Art.-Nr. 0027S</p> <p style="text-align: right;">⊗ <b>STERILE</b></p>

Hersteller für alle Produkte dieser Seite: Anodyne Surgical