




















OP-Stuhl SC 5010 ES / HS











Dieser mobile OP-Stuhl lässt sich in verschiedene Positionen bringen und verfügt über eine sehr niedrige Einstiegshöhe und eine vertikale Fußstütze.
Der Unterschied zwischen beiden Modellen besteht in der Höhe. Während das Modell SC 5010 ES im Bereich von 52 - 78 cm einstellbar ist, lässt sich das Modell SB 5010 HS in der Höhe zwischen 64 - 100 cm verstellen.

Maße und Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtlänge Fahrwerk (Rückenlehne senkrecht) 760 mm • Gesamtbreite Fahrwerk 580 mm • Gesamtbreite Stuhl mit Armlehnen 700 mm • Breite Sitzfläche 590 mm • Gesamthöhe (Stuhl) Rückenlehne aufrecht 1.900 mm • Maximale Länge Rückenlehne waagrecht 1.750 mm • Patientengewicht maximal 200 / 300 kg • Masse (abhängig von Optionen) ca. 114 kg 		
Verstellbereich Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none"> • Senkrecht bis waagrecht 0 - 85° • Schocklagerung unter waagrecht -29° 		
Vertikaler Verstellbereich Stuhl		Modell SC 5010 ES (242.000.000)	Modell SC 5010 HS (275.000.000)
	Minimale Einstiegshöhe Sitzpolster	520 mm	640 mm
	Hub	260 mm	350 mm
Fahrwerk	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Positionen Bremssystem: - alle Räder frei - 1 Lenkrolle fixiert - alle Räder verriegelt • Rollendurchmesser: 125 mm 		
Elektrische Angaben	<ul style="list-style-type: none"> • Batterie 24 Volt / 2,9 Ah • Netzanschluss (Ladestation) 100 - 240 Volt • Ladezeit ca. 4 h • Nennfrequenz 50 - 60 Hz • Nennstrom 400 mA • Sicherung T 1,25 //250A/H//V • Schutzart IP 65 • Dauer Kurzzeitbetrieb Motoren (ID 10) 6 Minuten • Polster elektrisch leitfähig (optional) 		
Die Grundausstattung umfasst den OP-Stuhl inklusive Handtastatur für 5 elektrische Funktionen - 2 Memory Positionen, Batterie mit Ladegerät, exklusive Kopfstütze.			
	OP Stuhl SC 5010 ES, Grundausstattung; 242.000000  1 Stück Hersteller: Akrus W2O-Art.-Nr. 10040589		
	OP Stuhl SC 5010 HS, Grundausstattung; 275.000000  1 Stück Hersteller: Akrus W2O-Art.-Nr. 10038774		

Zubehör für OP-Stuhl

	<p>Standard Kopfstütze; 241.030.690  1 Stück Hersteller: Akrus W20-Art.-Nr. 10038683</p>
	<p>Mehrgelenks-Kopfstütze; 241.030648  1 Stück Hersteller: Akrus W20-Art.-Art.-Nr. 10034228</p>
	<p>Gepolsterte Kopfplatte; 241.030660  1 Stück Hersteller: Akrus W20-Art.-Art.-Nr. 10042064</p>
	<p>Gelenkarm für zusätzliche Kopfstützenkipfung +40°/-50°  1 Stück Hersteller: Akrus W20-Art.-Art.-Nr. 275.03650</p>
	<p>Elektronische Steuerung mit 8 Memory Positionen; 101-103  1 Stück Hersteller: Akrus W20-Art.-Art.-Nr. 10038815</p>
	<p>Fußschalter 2 Achsen; 275.012020  1 Stück Hersteller: Akrus W20-Art.-Art.-Nr. 10038814</p>
	<p>Fuß Joystick 5 Achsen  1 Stück Hersteller: Akrus W20-Art.-Art.-Nr. 242.012020</p>
	<p>Ersatzbatterie; 100-925  1 Stück Hersteller: Akrus W20-Art.-Art.-Nr. 10030150</p>
	<p>Operateur Armstütze, am Kopfteil, höhenverstellbar  1 Stück Hersteller: Akrus W20-Art.-Art.-Nr. 240.030400</p>
	<p>Armstütze, Mehrgelenk - höhenverstellbar, schwenkbar, mit Kugellager  1 Stück Hersteller: Akrus W20-Art.-Art.-Nr. 241.030250</p>
	<p>Armstütze, Standard - nicht verstellbar; 241.030260  1 Stück Hersteller: Akrus W20-Art.-Art.-Nr. 10039909</p>

Zubehör für OP-Stuhl - Fortsetzung

	<p>Sicherheitsgitter, klappbar; 240.020200  1 Stück Hersteller: Akrus W2O-Art.-Art.-Nr. 10029562</p>
	<p>Narkosebogen, starr; 240.030500  1 Stück Hersteller: Akrus W2O-Art.-Art.-Nr. 10028841</p>
	<p>Narkosebogen, flexibel; 275.030500  1 Stück Hersteller: Akrus W2O-Art.-Art.-Nr. 10040590</p>
	<p>Infusionsständer mit 4 Aufhängern  1 Stück Hersteller: Akrus Art.-Nr. 240.030501</p>
	<p>Instrumententisch, höhenverstellbar, auf Rollen  1 Stück Hersteller: Akrus Art.-Nr. 240.020350</p>